

NEW

COMING SOON

the new line of FAZZINI
surgical suction pumps.

À VENIR

La nouvelle gamme d'aspirateurs
chirurgicaux FAZZINI.

PROSSIMAMENTE

La nuova linea di aspiratori
chirurgici FAZZINI.

Suction pumps and nebulizers

Aspirateurs et nébuliseurs - Aspiratori ed aerosol



► F-18 BATTERY

► Suction pump AC/DC with rechargeable battery
ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, overflow valve, suction regulator,
vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur de mucosités avec batterie rechargeable
Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur
d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

► Aspiratore con batteria ricaricabile
Scocca in ABS. Fornito con vaso da 1 lt. autoclavabile, valvola di troppo pieno, regolatore
di flusso, vuotometro, filtro monouso e tubi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	23 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,75 bar - 563 mmHg
Battery / Batterie / Batteria	-
Weight / Poids / Peso	2,4 kg



► F-18.00

► Suction pump
1 lt. jar sterilizable, disposable
filter and set of tubes.

► Aspirateur de mucosités
Bocal stérilisable de 1lt,
filtre à usage
unique et tubulure.

► Aspiratore
Vaso da 1 lt. Filtro
monouso e tubi.

F-18.00/2.00

► With 2 lt jar
► Avec bocal de 2 lt
Con vaso da 2 lt



► F-36.00

► Suction pump
1 lt. jar sterilizable, disposable
filter and set of tubes.

► Aspirateur de mucosités
Bocal stérilisable de 1lt,
filtre à usage
unique et tubulure.


► Aspiratore
Vaso da 1 lt. Filtro
monouso e tubi.

F-36.00/2.00

► With 2 lt jar
► Avec bocal de 2 lt
Con vaso da 2 lt

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Code	F-18.00	F-18Battery	F-36.00
Power supply	230V/50-60Hz	230V/50Hz	230V/50-60Hz
Suction power	23 l/min	24 l/min	30 l/min
Max vacuum	- 0,75 bar 563 mmHg	- 0,75 bar 563 mmHg	- 0,80 bar 600 mmHg
Battery	-	> 40 min (12V - 1,3 Ah)	-
Weight	2,4 kg	3,1 kg	2,7 kg





► F-30.00

► Suction pump
ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar autoclavable with overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur de mucosités
Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

► Aspiratore
Scocca in ABS. Fornito con vaso da 1 lt. autoclavabile, valvola di troppo pieno, regolatore di flusso, vuotometro, filtro monouso e tubi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor/Moteur/motore	PISTON
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	40 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600 mmHg
Weight / Poids / Peso	4,8 kg



► F-31.00

► Suction pump AC/DC with rechargeable lithium battery
ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar autoclavable with overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur avec batterie au lithium rechargeable
Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

► Aspiratore con batteria al litio ricaricabile
Scocca in ABS antiurto. Fornito con vaso autoclavabile da 1lt, valvola di troppo pieno. Regolatore di aspirazione con vuotometro, filtro monouso e tubi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor/Moteur/motore	LITIUM
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	40 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600 mmHg
Battery / Batterie / Batteria	> 60 min
Weight / Poids / Peso	3,2 kg



► F-35.00

► Suction pump
ABS anti-shock case. Supplied with 1 lt. jar autoclavable with overflow valve, suction regulator, vacuum gauge, disposable filter and set of tubes.


► Aspirateur de mucosités
Boîtier en ABS antichoc. Livré avec bocal stérilisable de 1lt, valve de trop-plein, régulateur d'aspiration avec vacuomètre, filtre à usage unique et tubulure.

► Aspiratore
Scocca in ABS. Fornito con vaso da 1 lt. autoclavabile, valvola di troppo pieno, regolatore di flusso, vuotometro, filtro monouso e tubi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor/Moteur/motore	PISTON
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	50 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600 mmHg
Weight / Poids / Peso	5,3 kg

DIMENSION





► F-20.00

► Suction pump
ABS anti-shock
case. 1 lt. jar
sterilizable,
disposable filter
and set of tubes.

► Aspirateur de
mucosités
Boîtier en ABS antichoc.
Bocal stérilisable
de 1lt, filtre à usage
unique et tubulure.

► Aspiratore
Scocca in ABS
antiurto.
Vaso da 1 lt.
Filtro monouso
e tubi.

F-20/2.00 With 2 lt jar / Avec bocal de 2 lt / Con vaso da 2 lt



► F-40.00

► Suction pump
ABS anti-shock
case. 1 lt. jar
sterilizable,
disposable filter
and set of tubes.

► Aspirateur de
mucosités
Boîtier en ABS antichoc.
Bocal stérilisable de 1lt,
filtre à usage unique et
tubulure.

► Aspiratore
Scocca in ABS
antiurto.
Vaso da 1 lt.
Filtro monouso
e tubi.

F-40/2.00 With 2 lt jar / Avec bocal de 2 lt / Con vaso da 2 lt

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor/Moteur/motore
Power supply / Alimentation / Alimen.
Suction power / Débit / Aspirazione
Max vacuum / Vide max./ Vuoto max.
Weight / Poids / Peso


F-20.00

PISTON
230V/50-60Hz
25 l/min
-0,75 bar - 563 mmHg
2,7 kg

F-40.00

PISTON
230V/50-60Hz
32 l/min
-0,80 bar - 600 mmHg
2,9 kg

DIMENSION



► F-33.01

► Trolley for suction pump
Epoxy painted steel trolley mounted on 4
castors, 2 with brakes. Trolley suitable for
series F-30.00 / F-31.00 / F-35.00

► Chariot pour aspirateur
Chariot en acier époxy avec 4 roulettes,
dont 2 avec freins. Chariot compatible avec
aspirateurs F-30.00 / F-31.00 / F-35.00

► Carrello per aspiratore
Carrello in acciaio verniciato con 4 ruote,
2 con freno. Carrello compatibile con
aspiratori F-30.00 / F-31.00 / F-35.00

AVAILABLE CONFIGURATION

F-3X.05 1 jar/bocal/vaso 1 lt.
F-3X.25 1 jar/bocal/vaso 2 lt.
F-3X.45 2 jars/bocaux/vasi to 1 lt.
F-3X.65 2 jars/bocaux/vasi to 2 lt.



► Jars
In polycarbonate (Makrolon)
► Bocaux
En polycarbonate (Makrolon)
► Vasi
In policarbonato (Makrolon)

Autoclavable / Stérilisable / Autoclavabile 121°
05.0001 1 L - 05.0002 2 L - 05.0004 4 L
Disposable/ Usage unique / Monouso
D1LT 1 L - D2LT 2 L - D4LT 4 L




NEW

► Mediflow bag disposable
Disposable and non-sterile product
► Mediflow bag usage unique
Produit à usage unique et non stérile
► Sacche di raccolta monouso
Prodotto monouso e non sterile

AVAILABLE CONFIGURATION

05TD0852 Suction liner hf 1000 ml
05TD0405 Suction liner hf 2000 ml



► 05TDFAZADAPTOR

► Adaptor for jar
► Adaptateur pour bocaux
► Adattatore per vaso



► 05.0017

► Footswitch for suction pump
Vacuum gauge regulation.
► Pedale pour aspirateur
Régulation du vide.
► Pedale per aspiratore
Pedale per regolatore del vuoto.

AVAILABLE CONFIGURATION

F-30.XX/P - F-31.XX/P - F-35.XX/P
F-60 / F-90 / F-100 Series / Série / Serie



► Antibacterial filter
Filter Disposable.
► Filtre antibactérien
Filtre Jetable
► Filtro antibatterico
Filtro monouso

05.0016 Disposable filter / Filtre Jetable / Filtro monouso
05.0016T Disposable filter with tube / Filtre Jetable avec
tube / Filtro monouso con tubo



► F-60

► Surgical suction pump
ABS anti-shock case with 4 antistatic castors, two with brakes. 2 jars of 2 Lt autoclavable with double security valve, disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.

► Pompe d'aspiration chirurgicale

Boîtier ABS avec 4 roulettes antistatique, dont 2 avec freins. 2 bocal de 2 Lt autoclavables avec double soupape de sécurité, filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale commutateur.

► Aspiratore chirurgico

Scocca in ABS con 4 ruote antistatiche, di cui due con freno. 2 vasi da 2 Lt autoclavabili con doppia valvola di sicurezza, filtro monouso, set di tubi e predisposizione per il comando a pedale.



► F-60/F

2 x 2 Lt. Footswitch



► F-60/4

2 jars/bocaux/vasi to 4lt.



► F-60/F4

2 x 4 Lt. Footswitch



► F-90

► Suction pump
1 Lt. jar sterilizable, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur de mucosités
Bocal stérilisable de 1lt, filtre à usage unique et tubulure.

► Aspiratore
Vaso da 1 Lt. Filtro monouso e tubi.



► F-100

► Suction pump
1 Lt. jar sterilizable, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur de mucosités
Bocal stérilisable de 1lt, filtre à usage unique et tubulure.

► Aspiratore
Vaso da 1 Lt. Filtro monouso e tubi.

AVAILABLE CONFIGURATION

F-90/F With 2 Lt jar / Avec bocal de 2 Lt / Con vaso da 2 Lt
F-90/4 With 2 jars to 1 Lt / Avec 2 bocaux de 1 Lt / Con 2 vasi da 1 Lt
F-90/F4 With 2 jars to 2 Lt / Avec 2 bocaux de 1 Lt / Con 2 vasi da 1 Lt

AVAILABLE CONFIGURATION

F-100/F With 2 Lt jar / Avec bocal de 2 Lt / Con vaso da 2 Lt
F-100/4 With 2 jars to 1 Lt / Avec 2 bocaux de 1 Lt / Con 2 vasi da 1 Lt
F-100/F4 With 2 jars to 2 Lt / Avec 2 bocaux de 1 Lt / Con 2 vasi da 1 Lt



► F-60B

► High vacuum suction pump AC/DC with battery
ABS anti-shock case with four antistatic castors, two with brakes. Supplied with vacuum gauge and vacuum regulator, two jars of 2 Lt autoclavable with double security valve, disposable filter, set of tubes and foot switch predisposition.

► Pompe d'aspiration chirurgicale AC/DC avec batterie

Boîtier ABS anti-chock avec 4 roulettes antistatique, dont deux avec freins. Livré avec vacuometre et régulateur de vide, deux bocaux de 2 Lt autoclavables avec double soupape de sécurité, filtre jetable, jeu de tubes et prédisposition pour la pédale.

► Aspiratore chirurgico con batteria ricaricabile

Scocca in ABS anti-shock con 4 ruote antistatiche, di cui due con freno. Fornito con vuotometro e regolatore del vuoto, due vasi da 2 Lt autoclavabili con doppia valvola di sicurezza, filtro monouso, set di tubi e predisposizione per il comando a pedale.

AVAILABLE CONFIGURATION

F-60B/F With 2 Lt jar / Avec bocal de 2 Lt / Con vaso da 2 Lt
F-60B/4 With 2 jars to 1 Lt / Avec 2 bocaux de 1 Lt / Con 2 vasi da 1 Lt
F-60B/F4 With 2 jars to 2 Lt / Avec 2 bocaux de 1 Lt / Con 2 vasi da 1 Lt



►Digital display
Same features of
the corresponding
model BUT with
digital display
(gauge).

►Affichage digital
Caractéristiques
identiques au modèle
correspondant MAIS
avec indicateur
digital.

►Display digitale
Stesse caratteristiche
del modello
corrispondente
MA con display
digitale.

►Changeover
valve
Same features of
the corresponding
model BUT
with manual
changeover valve.

►Vanne d'inversion
Caractéristiques
identiques au modèle
correspondant
MAIS avec vanne
d'inversion manuelle.

►Valvola di commutazione
Stesse caratteristiche
del modello
corrispondente
MA con valvola di
commutazione.

AVAILABLE CONFIGURATION

F-60D 2 x 2 lt.
F-60D/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-60D/4 2 x 4 lt.
F-60D/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale

F-90D 2 x 2 lt.
F-90D/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-90D/4 2 x 4 lt.
F-90D/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale

F-100D 2 x 2 lt.
F-100D/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-100D/4 2 x 4 lt.
F-100D/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale

AVAILABLE CONFIGURATION

F-60R 2 x 2 lt.
F-60R/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-60R/4 2 x 4 lt.
F-60R/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale


F-90R 2 x 2 lt.
F-90R/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-90R/4 2 x 4 lt.
F-90R/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale

F-100R 2 x 2 lt.
F-100R/F 2 x 2 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale
F-100R/4 2 x 4 lt.
F-100R/F4 2 x 4 lt. Footswitch/Comm. au pied/Comando a pedale

Comparison data sheet suction pump / Tableau de comparaison aspirateur / Tabella di comparazione aspiratori

	F-60	F-90	F-100	F-60B
Weight / Poids / Peso	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
Power supply / Alimentation / Alimentazione	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz
Suction power / Débit / Aspirazione	70 l/min	90 l/min	80 l/min	55 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.	- 0,80 bar - 600mmHg	- 0,80 bar - 600mmHg	- 0,90 bar - 675 mmHg	- 0,80 bar - 600mmHg
Battery / Batterie / Batteria	-	-	-	> 60 min
N° Pump/Pompe/Pompe	2	2	2	2
Jar / Bocal/ Vaso (Material)	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile	Makrolon autoclavable stérilisable autoclavabile
Jar / Bocal/ Vaso (Cap.)	2 / 2 lt.	2 / 2 lt.	2 / 2 lt.	2 / 2 lt.
Filter/Filtre/Filtro	VAC 110/230	Disposabile Usage unique Monouso	Disposabile Usage unique Monouso	Disposabile Usage unique Monouso
W or VA	60W	200W	270W	40V 12W
Dimensions H x W x D	cm 48x46x42cm	cm 48x46x42cm	cm 48x46x42cm	cm 48x46x42cm

DIMENSION





► F-170

► Foot aspiration pump
Membrane suction pump, foot or hand operated with ABS case. Supplied with 1 lt autoclavable jar, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur à pédale
Aspirateur à membrane, fonctionnement à pédale ou à la main, boîtier en ABS. Fourni avec un bocal autoclavable de 1 lt, un filtre jetable et un jeu de tubes.

Suction power / Débit / Aspirazione
10 l/min

Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.
- 0,45 bar - 190 mmHg

Dim.: 26 x 18 x 24cm

► Aspiratore a pedale
Aspiratore a membrana. Struttura in ABS con funzionamento a mano o a pedale. Fornito con vaso autoclavabile da 1 lt, filtro monouso e set di tubi.



► F-175

► High flow pedal suction unit
Piston machine with single-way valve for instant vacuum and high flow. Sturdy metallic construction. Autoclavable 1 lt jar, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur à pédale
Machine à piston, avec soupape à une voie pour un vide instantané. Construction métallique. Bocal autoclavable de 1 lt, un filtre jetable et un jeu de tubes.

Suction power / Débit / Aspirazione
70 l/min

Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.
- 0,90 bar - 675 mmHg

Dim.: 32 x 23 x 28cm

► Aspiratore a pedale
Aspiratore a pistone con valvola unidirezionale per vuoto istantaneo. Struttura in metallo. Vaso autoclavabile da 1 lt, filtro monouso e set di tubi.



► F-175/2

► High flow pedal suction unit
Piston machine with single-way valve for instant vacuum and high flow. Sturdy metallic construction. 2 Autoclavable 1 lt jars, disposable filter and set of tubes.

► Aspirateur à pédale
Machine à piston, avec soupape à une voie pour un vide instantané. Construction métallique. 2 Bocal autoclavable de 1 lt, un filtre jetable et un jeu de tubes.

Suction power / Débit / Aspirazione
10 l/min
Max vacuum / Vide maximum / Vuoto max.
- 0,45 bar - 190 mmHg

Dim.: 32 x 23 x 28cm

► Aspiratore a pedale
Aspiratore a pistone con valvola unidirezionale per vuoto istantaneo. Struttura in metallo. 2 Vasi autoclavabili da 1 lt, filtro monouso e set di tubi.



► 05.09993 KIT 1

► Vacuum extractor
Supplied with pump in chromed steel. 2 silicone tubing. 1 liter jar, 3 suction cup and S.S. supporting basket

► Ventouse obstetricale
Fourni avec pompe en acier chromé. 2 tubulure en silicone. Bocal 1 litre. 3 ventouses. Panier de support en acier inox.

► Ventosa ostetrica
Fornito con pompa in acciaio cromato, 2 tubi in silicone, 1 vaso da 1 lt, 3 ventose e un supporto in acciaio inox.



► 05.09993 KIT 2

► Vacuum extractor
Supplied with pump in chromed steel. 2 silicone tubing. 1 liter jar, 3 suction cup and S.S. supporting basket.

► Ventouse obstetricale
Fourni avec pompe en acier chromé. 2 tubulure en silicone. Bocal 1 litre. 3 ventouses. Panier de support en acier inox.

► Ventosa ostetrica
Fornito con pompa in acciaio cromato, 2 tubi in silicone, 1 vaso da 1 lt, 3 ventose e un supporto in acciaio inox.



► 05.09993 KIT 3

► Vacuum extractor
Supplied with pump in chromed steel. 2 Silicone tubing. 1 liter jar, 3 anterior suction cup, 3 posterior suction cup and S.S. supporting basket.

► Ventouse obstetricale
Fourni avec pompe en acier chromé. 2 tubulure en silicone. Bocal 1 litre. 3 ventouses antérieure, 3 ventouses postérieure. Panier de support en acier inox.

► Ventosa ostetrica
Fornito con pompa in acciaio cromato, 2 tubi in silicone, 1 vaso da 1 lt, 3 ventose anteriori, 3 ventose posteriori e un supporto in acciaio inox.



Suction power / Débit
/ Aspirazione
20 l/min

Max vacuum / Vide
maximum / Vuoto max.
- 0,25 bar



► F-151

► Manual suction pump. Supplied with spare jar and 2 catheters, adult and child.

► Aspirateur de mucosités manuel. Fourni avec bocal de recharge et 2 cathéters, adulte et enfant.

► Aspiratore manuale. Fornito con vaso di ricambio e 2 cateteri, adulto e bambino.

Dim.: 12,5 x 6 x 16 cm

► REA0720.01

► Carrying case ABS case with divider.

► Mallette de transport Mallette de réanimation en ABS.

► Valigetta Valigetta in ABS con separatore.

Dim.: 40 x 26 x 13H cm



► Aspiration canula
Made of stainless steel.

05.25006 ø 6 mm
05.25008 ø 8 mm
05.25010 ø 10 mm
05.25012 ø 12 mm
05.25014 ø 14 mm

► Canule d'aspiration
En acier inox

► Canule d'aspirazione
In acciaio inox.

OPTIONAL

05.25015 Connector / Adaptateur / Adattatore




► 05.25000

► Uterine aspiration canula
Made of stainless steel.

► Canules intra-utérines
En acier inox

► Cannule endouterina
In acciaio inox.

Dim.: ø 6/8/10/12/14 mm



► Aspiration canula. Yankauer handle, made of S.S.

► Canule d'aspiration. Manche de Yankauer. En acier inox.

► Canule d'aspirazione. Manico Yankauer, in acciaio inox.

OPTIONAL

05.7030 ø 6 mm, 27 cm
05.7031 ø 8 mm, 27 cm



► Suction cup
Made of stainless steel, with handle.

► Ventouses
En acier inoxydable, avec poignée.

► Ventose
In acciaio inox con manico

05.10004 ø 40 mm
05.10005 ø 50 mm
05.10006 ø 60 mm
05.10007 Set
ø 40/50/60 mm

► Suction cup
Made of silicone, with polysulfone handle.

► Ventouses
En silicone, avec poignée en polysulfone

► Ventose
In silicone con manico in polisulfone.



05.6000 ø 50 mm
05.6001 ø 60 mm
05.6002 ø 70 mm



Anterior

Posterior

► Suction cup
Made of stainless steel.

► Ventouses
En acier inoxydable.

► Ventose
In acciaio inox.

Anterior
05.20404 ø 40 mm
05.20405 ø 50 mm
05.20406 ø 60 mm

Posterior
05.20407 ø 40 mm
05.20408 ø 50 mm
05.20409 ø 60 mm

05.30700 Traction handle / Poignée de traction / Maniglia di trazione



STANDARD ACCESSORIES

05.5011/1
Nebulizer bulb /
Chambre de
nébulisation / Ampolla
05.5012/1
Mask adult / Masque
adulte / Maschera adulto
05.5015/1
Tube / Tube /
Tubo 210 cm



STANDARD ACCESSORIES

05.5011/1
Nebulizer bulb / Chambre
de nébulisation / Ampolla
05.5012/1
Mask adult / Masque
adulte / Maschera adulto
05.5013/1
Mask child / Masque enfant
/ Maschera bambino
05.5015/1
Tube / Tube / Tubo 210 cm
05.5019
Set of 5 filters / Set de 5
filtres / Set di 5 filtri

► F-210PRO

►Nebulizer
Adjustable flow
regulation by an
easy-to-turn knob,
guaranteeing accurate
delivery to patients.

►Nebuliseur
Réglage du flux par
une poignée tournant
facilement, pour
garantir une bonne
distribution aux patients.

Dim.: 45 x 15 x 28cm
►Aerosol
Regolazione del flusso
tramite una manopola
di facile rotazione,
con un'erogazione
accurata ai pazienti.

Weight / Poids / Peso
Power supply / Alimentation / Alimentazione
Neb. flow / Flux de néb. / Flusso di neb.
Max pump pressure / Pression max del la pompe /
Pressione max del a pompa
Nebulization / Nébulisation / Nebulizzazione

2,2 kg
230V - 50/60 Hz
32 L/min
2,5 bar
2cc/7-8min

► F-205

►Nebulizer
With piston type
compressor. ABS
case with large built-in
accessories
compartment.

►Nebuliseur
Compresseur à piston.
Coffret ABS avec
compartiment pour
accessoires

Dim.: 30 x 19 x 16cm

►Aerosol
Dotato di compressore
a pistoni. Custodia in
ABS con ampio vano
accessori incorporato.

Weight / Poids / Peso
Power supply / Alimentation / Alimentazione
Med. cup capacity / Cap. de l'ampoule / Cap. ampolla
Max pump pressure / Pression max del la pompe /
Pressione max del a pompa
Nebulization / Nébulisation / Nebulizzazione

2,3 kg
220V - 50/60 Hz
10 ml
2,7 bar
2cc/7-8min



STANDARD ACCESSORIES

Mask adult /
Masque adulte / Maschera
adulto

Mask child Masque enfant /
Maschera bambino

Mouth piece / Embout
buccal / Boccaglio

Corrugated tube / Tube
annelé / Tubo corrugato

Nebulizer bulb / Chambre
de nébulisation / Ampolla



STANDARD ACCESSORIES

05.5011/1
Nebulizer bulb / Chambre
de nébulisation / Ampolla
05.5012/1
Mask adult / Masque adulte /
Maschera adulto
05.5013/1
Mask child Masque enfant /
Maschera bambino
05.5015/1
Tube 210 cm / Tube 210 cm
/ Tubo 210 cm
05.5021/1
Mouth piece / Embout
buccal / Boccaglio
05.5022/1
Nasal canula / Embout nasal
/ Canula nasale

► F-202.00

►Nebulizer
Fast nebulization,
low noise level,
excellent
micronisation
of edication.

►Nebuliseur
Garantie une très
bonne et rapide
nébulisation du
médicament dans
un silence absolu.

Dim.: 24,5 x 10 x 19 cm

►Aerosol
Garantisce un'ottima
e rapida nebulizzazione
del farmaco in assoluto
silenzio.

Weight / Poids / Peso
Power supply / Alimentation / Alimentazione
Med. cup capacity / Cap. de l'ampoule / Cap. ampolla
Nebulization / Nébulisation / Nebulizzazione

600gr
230V - 50/60 Hz
12 ml
2,0 ml/min

► F-201.00

►Nebulizer
It is equipped with
piston type
compressor.
Powerful, silent
and reliable.

►Nebuliseur
Compresseur à
piston, puissant,
silencieux et à longue
durée de vie.

Dim.: 30 x 19 x 16cm

►Aerosol
Dotato di compressore
a pistoni. Potente,
silenzioso e affidabile.

Weight / Poids / Peso
Power supply / Alimentation / Alimentazione
Max pump pressure / Pression max del la pompe /
Pressione max del a pompa
Power consumption / Puissance / Potenza
Liter flow range / Débit en litres / Flusso

1,5 kg
220V - 50 Hz
2,5 bar
60W
5-8 L/min

ON REQUEST / SUR DEMANDE / A RICHIESTA



05.5009/1
Set with child mask / Set avec masque pour enfant /
Set con maschera per bambini.

05.5010/1
Set with adult face mask / Set avec masque pour
adulte / Set con maschera per adulti.



05.5090
Tracheostomy mask for 22mm
corrugated tubing / Masque de
trachéostomie pour tuyau annelé
Ø22 mm / Maschera per tracheotomia
per tubo corrugato Ø22 mm