



Emergency

Premier secours - Emergenza



► AE001Z12

► Universal defibrillator
Adult / pediatric electrodes, non-rechargeable LiMnO₂ battery and LED indicators.

► Défibrillateur universel
Électrodes adultes/pédiatriques, batterie LiMnO₂ non rechargeable et voyants LED.

► Defibrillatore universale
Elettrodi adulto/pediatrico, batteria non ricaricabile LiMnO₂ e indicatori a LED.



Dim:

24 x 29,4 x 9,5 cm



► S2

Dim: 28,8 x 22 x 9,3 cm

► Manual defibrillation, 3/5 ECG, ECG Monitoring, 7-inch screen, Resolution 800 x 480 pixels. Rechargeable Lithium-ion battery.

► Défibrillation manuelle, ECG 3/5, surveillance ECG, écran 7 pouces, résolution 800 x 480 pixels. Batterie lithium-ion rechargeable.

► Defibrillazione manuale, ECG 3/5, monitoraggio ECG, schermo da 7 pollici, risoluzione 800 x 480 pixel. Batteria ricaricabile al litio.



► S5

► Defibrillator
7" TFT screen. Res. 800 x 480. Max 4 waveforms. Rechargeable Lithium-ion battery. Synchronous and asynchronous defibrillation modes. 5-lead ECG monitoring as standard, optional monitoring functions include SpO₂, NIBP, PR and EtCO₂ are also available for continuous monitoring of patient vital signs.

► Défibrillateur
Écran TFT de 7 pouces. Rés. 800 x 480. Max 4 formes d'onde. Batterie rechargeable au lithium-ion. Modes de défibrillation synchrone et asynchrone. Moniteur : surveillance ECG à 5 dérivationes en standard, les fonctions de surveillance optionnelles incluent SpO₂, NIBP, PR et EtCO₂ sont également disponibles pour la surveillance continue des signes vitaux du patient.

Dim: 29,5 x 25,2 x 31,6 cm

► Defibrillatore
Schermo TFT da 7 pollici. Res. 800 x 480. Max 4 forme d'onde. Batterie ricaricabile al litio. Modalità di defibrillazione sincrona e asincrona. ECG a 5 derivazioni di serie, le funzioni di monitoraggio opzionali includono SpO₂, NIBP, PR, EtCO₂ e sono disponibili anche per il monitoraggio continuo dei segni vitali del paziente



► S8

► Defibrillator
8.4-inch screen, TFT display, and color LCD screen. Res. 800 x 600 pixels. Max. 5 waveforms. Rechargeable Lithium-ion battery. Anti-shock/liquid penetration protection. Li-ion battery provides up to 420 maximum discharges. 80mm Thermal Printer. Memory: 240 min. AED recording storage.

► Défibrillateur
Écran de 8,4 pouces, écran TFT et écran LCD couleur. Rés. 800 x 600 pixels. Max. 5 formes d'ondes. Batterie rechargeable au lithium-ion. Protection contre les chocs et la pénétration de liquides. La batterie Li-ion permet jusqu'à 420 décharges maximales. Imprimante thermique de 80 mm. Mémoire : 240 min. Stockage de l'enregistrement AED.

Dim: 32,3 x 27,7 x 33,8 cm

► Defibrillatore
Schermo da 8,4 pollici, display TFT e schermo LCD a colori. Res. 800 x 600 pixel. Max. 5 forme d'onde. Batterie ricaricabile agli ioni di Litio. Protezione antiurto/anti penetrazione di liquidi. La batteria al litio garantisce fino a 420 scariche massime. Stampante da 80 mm. Memoria: 240 min. memorizzazione della registrazione DAE



0720S



0721S



0722S

- Silicone reanimation bag 100% latex free, autoclavable. With pressure release valve.
- Insufflateur manuel en silicone 100% sans latex, autoclavable. Dotés d'une valve de surpression.
- Pallone rianimazione in silicone 100% latex free, autoclavabile. Con valvola limitatrice della pressione.

REF.	for/pour/per	cap.
0720S	adult /adulte/adulto	1600 ml
0721S	child/enfant/bambino	500 ml
0722S	infant/nourrisson/neonatale	280 ml



0701



0702



0703

- Autoclavable silicone face masks
- Masques autoclavables en silicone
- Maschere in silicone autoclavabili

REF.	size	REF.	size
0701	0	0702	1
0703	2	0704	3
0705	4	0706	5



► 0720

- 2 face masks size 3/5. 3 guedel airways 1/3/4, reservoir and tubing.
- 2 masques dim. 3/5. 3 canules de guédel 1/3/4 avec réservoir et tuyau à oxygène.
- 2 maschere dim. 3/5. 3 guedel 1/3/4 Con reservoir e tubo per ossigeno.



► 0721

- 2 face masks size 2/3. 3 guedel airways 0/2/4, reservoir and tubing.
- 2 masques dim. 2/3. 3 canules de guédel 0/2/4 avec réservoir et tuyau à oxygène.
- 2 maschere dim. 2/3. 3 guedel 0/2/4. Con reservoir e tubo per ossigeno.



► 0722

- 2 face masks size 0/1. 3 guedel airways 00/1/3, reservoir and tubing.
- 2 masques dim. 0/1. 3 canules de guédel 00/1/3 avec réservoir et tuyau à oxygène.
- 2 maschere dim. 0/1. 3 guedel 00/1/3 Con reservoir e tubo per ossigeno.



► 0720C5

- Face mask size 5, reservoir and oxygen tubing.
- Masque dim.5, réservoir et tuyau à oxygène.
- Maschera dim.5, reservoir e tubo per ossigeno.



► 0721C3

- Face mask size 3, reservoir and oxygen tubing.
- Masque dim.3, réservoir et tuyau à oxygène.
- Maschera dim.3, reservoir e tubo per ossigeno.



► 0722C1

- Face mask size 1, reservoir and oxygen tubing.
- Masque dim.1, réservoir et tuyau à oxygène.
- Maschera dim.1, reservoir e tubo per ossigeno.



0734



0735




0736

- PVC reanimation bag 100% latex free. No risk of patient cross contamination. Non autoclavable.
- Insufflateur manuel en PVC 100% sans latex. Sans risque de contamination croisée des bactériens. Non autoclavable.
- Pallone rianimazione in PVC 100% senza lattice. Senza rischio di contaminazione batterica. Non autoclavabile.

REF.	for/pour/per	cap.
0734	adult /adulte/adulto	1600 ml
0735	child/enfant/bambino	500 ml
0736	infant/nourrisson/neonatale	280 ml



0723/10



0723/11



0723/12

- Single use face masks
- Masques à usage unique
- Maschere monouso

REF.	size	REF.	size
0723/10	0	0723/11	1
0723/12	2	0723/13	3
0723/14	4	0723/15	5



► 0734C5

- Single use mask size 5, reservoir and oxygen tubing.
- Masque usage unique taille 5, réservoir et tuyau à oxygène.
- Maschera monouso misura 5, reservoir e tubo per ossigeno.



► 0735C3

- Single use mask size 3, reservoir and oxygen tubing.
- Masque usage unique taille 3, réservoir et tuyau à oxygène.
- Maschera monouso misura 3, reservoir e tubo per ossigeno.



► 0736C3

- Single use mask size 1, reservoir and oxygen tubing.
- Masque usage unique taille 1, réservoir et tuyau à oxygène.
- Maschera monouso misura 1, reservoir e tubo per ossigeno.



- 072/RA4
- Adult, child
- Adulte, enfant
- Adulto, pediatrico
- 072/RI4
- Infant
- Nourrisson
- Neonatale



0725



0726

- Rubber reanimation bag Made of rubber material. Non autoclavable.
- Insufflateur manuel en caoutchouc Fabriqué en caoutchouc. Non autoclavable.
- Pallone rianimazione in gomma Realizzato in gomma. Non autoclavabile.

REF.	for/pour/per	cap.
0725	child/enfant/bambino	500 ml
0726	infant/nourrisson/neonatale	280 ml

- Single use
- Usage unique
- Monouso


► 0719

- CPR face mask. Adult and child
- Clear plastic.



- Masque CPR. Adulte et enfant
- En plastique

- Maschera CPR. Adulto e bambino.
- In plastica



- 072.P10
- 2-10 cmH₂O, 30mm
- 072.P20
- 5-20 cmH₂O, 30mm



- 072.P30
- Adaptor
- Adaptateur
- Adattatore
- 22mm ID/ 30mm OD



- Guedel canula Canula. Made of plastic material, sterile, disposable.
- Canule de Guédel. En plastique, stériles à usage unique.
- Cannule di Guedel. In materiale plastico, sterili, monouso.

REF.	DIM.	REF.	DIM.	REF.	DIM.
072/G000-1	000	072/G1-1	1	072/G4-1	4
072/G00-1	00	072/G2-1	2	072/G5-1	5
072/G0-1	0	072/G3-1	3	072/G-1	SET 6 PCS



- **PRA066/1**
- Mouth opener. Plastic material.
- Ouvre bouche. En plastique
- Apribocca. In plastica



- **PRA067/1**
- Mouth opener. Plastic material.
- Ouvre bouche. En plastique
- Apribocca. In plastica



- **PIN201/1**
- Tongue puller. Plastic material
- Pince tire-langue. En plastique
- Tiralingua. In plastica



11.1257 15cm
11.1258 18cm

- S.S., plastic handle. Autoclavable.
- En acier inox, avec manche en plastique. Autoclavable.
- In acciaio inox. Autoclavabili. Con manici in plastica.



- 08.802 adult / adulte / adulto 25 cm
- 08.801 child / enfant / infante 20 cm
- 08.800 infant / nourisson / neonatale 17 cm



- **09.9001**
- S.Steel, autoclavable. With sheath.
- En acier inoxydable. Autoclavable. Avec étui
- In inox. Autoclavabili con custodia.



Box of 100 pcs

- Disposable carbon steel.
- Lames en acier, jetables.
- Lama in carbonio, monouso.

BL 10	BL 15	BL 22
BL 11	BL 20	BL 23
BL 12	BL 21	BL 24



- Stainless steel scalpel handle
- Manche de bistour en acier inox.
- Manici per bisturi in acciaio inox.
- 08.161 N°3 blade 10/15
- 08.162 N°4 blade 20/24



- **08.0004**
- LED lamp With push button and batteries.
- Lampe LED. Avec bouton-poussoir et piles.
- Lampada LED. Con pulsante e batteria.



- Diagnostic lamp with pushbutton.
- Lampe diagnostique avec bouton-poussoir.
- Lampada diagnostica Con pulsante.
- 08.0005 Head 2,5 cm
- 08.0005/B Head 4 cm



- **CIN002**
- Tourniquet, Elastic band
- Garrot, Bande élastique.
- Laccio emostatico, Fascia elastica
- Dim. 40 cm



- **LAC001/1**
- Tourniquet. Pure latex.
- Garrot, En latex
- Laccio emostatico In lattice.
- Dim. 33 cm



- **INT314024**
- Intubation reamer
- Stylet endotrachéal
- Mandrino per intubazione
- Dim. 33,5 cm



- Endo-tracheal tubes
- Tubes endo-trachéaux
- Tubi endotracheali
- Cuffed / Avec ballonnet / Cuffiati
- INT314000/1 5.0 INT314002/1 5.5
- INT314004/1 6.0 INT314006/1 6.5
- INT314008/1 7.0 INT314010/1 7.5
- INT314012/1 8.0 INT314014/1 8.5

- Uncuffed
- Sans ballonnet
- Non cuffiati
- INT313990/1 2.5
- INT313992/1 3.0
- INT313994/1 3.5
- INT313996/1 4.0
- INT313998/1 4.5



► **0727**

- Carrying case with zip, handle.
- Sac en nylon Avec zip, poignée.



► **0729**

- Transparent case empty.
- Mallette vide.
- Valigetta vuota.
- Dim. 32,5 x 12x10,5 cm H



09.1012.01



09.1018.01

- Carrying bag Made of nylon, with zip, handle.
- Sac de transport Sac en nylon avec zip et poignée.
- Borsa per trasporto in nylon, con zip e tracolla.
- 09.1012.01 Dim.: 55 x 25 x 25 H (cm)
- 09.1018.01 Dim.: 40 x 17 x 22 H (cm)

Resuscitation sets



- Supplied with: Reanimation bag, Reservoir, 3 Face masks, 3 Guedel canula, mouth opener, tongue puller.

- Comprendant: insufflateur avec réservoir, 3 masques, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue

- Fornito con: pallone rianimazione, reservoir, 3 maschere, 3 Guédel, apribocca, tira lingua.

Autoclavable

- 09.1012 adult / adulte / adulto
- 09.1013 child / pédiatrique / pediatrico
- 09.1014 infant / néonatal / neonatale

- 09.1018 adult / adulte / adulto
- 09.1019 child / pédiatrique / pediatrico
- 09.1020 infant / néonatal / neonatale



Single use / Usage unique / Monouso

- 09.1015 adult / adulte / adulto
- 09.1016 child / pédiatrique / pediatrico
- 09.1017 infant / néonatal / neonatale

- Supplied with: Reanimation bag, Reservoir, 3 Face masks, 3 Guedel canula, mouth opener, tongue puller.

- Comprendant: insufflateur avec réservoir, 3 masques, 3 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue

- Fornito con: pallone rianimazione, reservoir, 3 maschere, 3 Guédel, apribocca, tira lingua.

- 09.1021 adult / adulte / adulto
- 09.1022 child / pédiatrique / pediatrico
- 09.1023 infant / néonatal / neonatale

Silicone



- Supplied with: reanimation bag, Reservoir, 2 Face masks, 3 Guedel canula, mouth opener, tongue puller.

- Comprendant: insufflateur avec réservoir, 3 masques, 2 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue

- Fornito con: pallone rianimazione, reservoir, 2 maschere, 3 Guédel, apribocca, tira lingua.

- REA0720 adult / adulte / adulto
- REA0721 child / pédiatrique / pediatrico
- REA0722 infant / néonatal / neonatale

PVC



- Supplied with: reanimation bag, Reservoir, 2 Face masks, 3 Guedel canula, mouth opener, tongue puller.

- Comprendant: insufflateur avec réservoir, 3 masques, 2 canules de Guédel, ouvre-bouche, pince tire-langue

- Fornito con: pallone rianimazione, reservoir, 2 maschere, 3 Guédel, apribocca, tira lingua.

- REA0723 adult / adulte / adulto
- REA0724 child / pédiatrique / pediatrico
- REA0725 infant / néonatal / neonatale



6 VARIOUS VIEWS
6 DIVERS POINTS DE VUE
6 VISUALIZZAZIONI

SB101

► One button operate. High accuracy and special design. Auto power off. Visual alarm and menu setting. 2x1,5V AAA Alkaline battery (included).

► Un bouton unique. Arrêt automatique. Alarme visuelle et menu de réglage. 2 piles alcalines AAA (1,5 V) (inclus).

► Un solo pulsante. Spegnimento automatico. Allarme visivo e menu di impostazione. 2 batterie alcaline AAA (1,5 V) (incluse).

Operation / Fonctionnement / Funzionalità
Temp. / Température / Temperatura 5-40°C
Humidity / Humidité / Umidità 20% - 60%



F380

► Pulse-Oximeter
127 data memory, optical/ audio alarm, with protecting cover.

► Oxymètre de pouls
127 mémoires, alarme visuelle et sonore et housse de protection.

► Pulsossimetro palmare
127 set di memoria, allarmi visivi e acustici e cover di protezione.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power / Puissance / Alimentazione

Pulse rate Display / Affichage du taux de pouls /
Frequenza del polso
Size / Dimensions / Dimensioni (LxWxH)
Net wight / Poids net / Peso netto

Rechargeable
1800mAh li battery /
4x AAA 1,5 Alkaline

30-250 BPM
145x83x33mm
240g



SA001

► Adult probe (included)
► Sonde adulte
► Sonda adulto

SA002

► Child probe
► Sonde pédiatrique
► Sonda pediatrica

SA003

► Infant probe
► Sonde néonatale
► Sonda neonatale

SA004 Temp.Sensor /
Capteur de température
/ Sensore temperatura

► USB cable (included)
► Câble USB
► Cavo USB



► Mc-Intosh laryngoscope
LED illumination. Plastic case.
Manufactured of stainless steel AISI 304.

► Laryngoscope Mc-Intosh
Éclairage LED. Trousse en plastique.
Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

► Laringoscopi Mc-Intosh
Illuminazione a LED. Custodia in plastica.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.



100012 Blade 0
85x60x13 H mm

100013 Blade 1
95x75x15 H mm

100014 Blade 2
110x90x17 H mm



100015 Blade 3
132x110x20 H mm

100016 Blade 4
155x133x20 H mm

100018 Blade 5
175x153x20 H mm



Handle/ Manche
100007 Child
100017 Adult

CODE	100012	100013	100014	100015	100016	100017
100024	.	.	.	.	.	.
100025	.	.	.	.	.	.
100026	.	.	.	.	.	.
100027	.	.	.	.	.	.



► Mc-Intosh laryngoscope fiber-optic
LED illumination. Manufactured of AISI 304
stainless steel matt type. Handles and blades are
interchangeable.

► Laryngoscope Mc-Intosh fibre optique
Éclairage LED. Fabriqué en acier inox AISI
304 type mat. Manches et lames sont
interchangeables.

► Laringoscopi Mc-Intosh fibra ottica
Illuminazione a LED. Realizzato in acciaio inox
AISI 304. Manici e lame sono intercambiabili.



100028 Blade 0
80x60x15 H mm

100029 Blade 1
95x70x20 H mm

100030 Blade 2
115x90x20 H mm



100031 Blade 3
135x110x23 H mm

100032 Blade 4
150x130x25 H mm

100033 Blade 5
180x155x25 H mm



Handle/ Manche
100034 Adult
100065 Child

CODE	100028	100029	100030	100031	100032	100034
100035	.	.	.	.	.	.
100036	.	.	.	.	.	.
100037	.	.	.	.	.	.
100038	.	.	.	.	.	.



► Miller laryngoscope
LED illumination. Plastic case.
Manufactured of stainless steel AISI 304.

► Laryngoscope Miller
Éclairage LED. Trousse en plastique.
Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

► Laringoscopi Miller
Illuminazione a LED. Custodia in plastica.
Realizzato in acciaio inox AISI 304.



1000075 Blade 00
70x50x10 H mm

100008 Blade 0
80x60x10 H mm

100009 Blade 1
105x85x10 H mm



100010 Blade 2
155x130x10 H mm

100011 Blade 3
195x175x10 H mm



Handle/ Manche
100007 Child
100017 Adult

CODE	100008	100009	100010	100011	100007
100022	.	.	.	.	.
100023	.	.	.	.	.



► Miller laryngoscope fiber-optic
LED illumination. Manufactured of AISI 304
stainless steel matt type. Handles and blades are
interchangeable.

► Laryngoscope Miller fibre optique
Éclairage LED. Fabriqué en acier inox AISI
304 type mat. Manches et lames sont
interchangeables.

► Laringoscopi Miller fibra ottica
Illuminazione a LED. Realizzato in acciaio inox
AISI 304. Manici e lame sono intercambiabili.



100059 Blade 0
70x50x10 H mm

100060 Blade 1
80x55x10 H mm

100061 Blade 2
105x80x10 H mm



100062 Blade 3
155x130x12 H mm

100063 Blade 4
195x170x12 H mm



Handle/ Manche
100034 Adult
100065 Child

CODE	100059	100060	100061	100062	100063	100065
100070	.	.	.	.	.	.
100071	.	.	.	.	.	.
100072	.	.	.	.	.	.
100073	.	.	.	.	.	.



► 103050

- 1 Mc-Intosh laryngoscope with blades sizes 1/2/3, 1 Magill forceps, 1 Pean forceps, 1 scissor, 5 endo-tracheal tubes, 1 reamer, 3 Guedel canula size 0/2/4, 1 mouth opener, 1 plaster roll, 5 suction catheters CH 14.
- 1 laryngoscope Mc-Intosh avec lames tailles 1/2/3, 1 pince de Magill, 1 pince de Péan, 1 ciseaux, 5 tubes endotrachéaux, 1 mandrin, 3 canules de Guédel tailles 0/2/4, 1 ouvre-bouche, 1 sparadrap, 5 cathéters d'aspiration CH 14.
- 1 laringoscopio Mc-intosh con lame misura 1/2/3, 1 pinza di Magill, 1 pinza di Pean, 1 forbice, 5 tubi endotracheali, 1 mandrino, 3 cannule di Guedel misure 0/2/4, 1 apri bocca, 1 rotolo di cerotto, 5 sonde d'aspirazione CH 14.



► 103051

- Mc-Intosh laryngoscope with blades sizes 0/1, operating scissor cm. 10,5, hemostatic forceps cm 14, Magill forceps for child, mouth opener, Guedel canula size 0/1/2, endo-tracheal tubes uncuffed size 2.5/3/3.5/4, reamer, roll of wound plaster, 5 suction catheters CH 14.
- 1 laryngoscope Mc-Intosh et lames tailles 0/1, 1 ciseaux de 10,5 cm, pinces hémostatiques cm 14, 1 pince de 17 cm, 1 ouvre bouche, 3 canules de Guédel 0/1/2, 4 tubes endotrachéaux sans ballonnets tailles 2.5/3/3.5/4, mandrin, 1 sparadrap, 5 cathéters d'aspiration CH 14.
- 1 laringoscopio Mc-intosh con lame taglia 0/1, 1 forbice da 10.5 cm, pinze emostatiche cm.14, 1 pinza di Magill 17 cm, 1 apri bocca, 3 cannule di Guedel misura 0/1/2, 4 tubi endotracheali non cuffiati misura 2.5/3/3.5/4, mandrino, 1 cerotto e 5 sonde d'aspirazione CH 14.



► 09.89098

- Modular with 5 removable colored handbags, 2 front pockets and 2 side pockets, plus additional pouch.
- Système modulaire, 5 sacoches de couleurs différentes. avec 2 poches frontales, 2 latérales et une pochette supérieure.
- Zaino modulare con 5 borse colorate rimovibili, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali, più custodia aggiuntiva.

Dim. Pouch/ poche /borse
25 x 10 x 15 H cm



Made of nylon, with zip, handle / Sac en nylon avec zip et poignée / Borsa in nylon, con zip e maniglia
09.89082 Yellow/ Jaune / Giallo
09.89083 Red/ Rouge / Rosso
09.89084 Orange/ Orange / Arancione
09.89085 Green/ Vert / Verde
09.89086 Blue/ Bleu / Blu

Dim.
28 x 14 x 8 H cm

Dim. 24 x 35 x 57 H cm



► 09.89035

- Bag. Made of nylon, with zip, handle.
- Sac en nylon, avec zip et poignée.
- Borsa in nylon, con zip e maniglia

Dim. 45 x 26 x 30 H (cm)



► 09.89045

- Bag. Made of nylon, with zip, handle.
- Sac en nylon, avec zip et poignée.
- Borsa in nylon, con zip e maniglia

Dim. 50 x 25 x 25 H (cm)



► 09.89065

- Bag. Made of nylon, with zip, handle.
- Sac en nylon, avec zip et poignée.
- Borsa in nylon, con zip e maniglia

Dim. 50 x 25 x 25 H (cm)

09.89036 / 09.89046 / 09.89066 Filled / complet / completa

Content can be changed on request / Le contenu peut être changé sur demande / Contenuti personalizzabili su richiesta



09.8002
Pump/Pompe/Pompa

Dim. 190 x 88 cm

► 09.8000

Cap. 150 kg

- Vacuum mattress. Complete with 4 belts to fix the mattress to the stretcher. Made in PVC, waterproof. Equipped with 4 handles on each side for easy transportation. Pump not included.
- Matelas à dépression. 4 poignées pour un transport plus aisé. Il est aussi doté de 4 ceintures permettant la fixation au brancard. En PVC, il est imperméable. Pompe non comprise.
- Materasso a depressione. 4 maniglie per facilitare il trasporto e 4 cinture per il fissaggio alla barella. Realizzato in PVC, è impermeabile e di facile manutenzione. Pompa non inclusa.



Dim.
100cm x 76cm
70cm x 50cm
50cm x 35cm

► 09.8004

- Vacuum splint. X-rays translucent. The complete set includes vacuum splint for arm, leg and forearm, little pump for the vacuum and nylon bag.
- Set d'attelles à dépression. Le set est composé de 3 attelles radio-transparents (bras, avant-bras et jambe). Il est livré avec une pompe et un sac de transport en nylon.
- Set di steccobende a depressione. Il set è composto da 3 stecche radio-trasparenti (braccia, avambracci e gambe). Viene fornito con una pompa e una borsa in nylon.



Dim. 205 x 70 cm

► TEL028

- Carrying cot. Made of waterproof, washable and X-rays translucent polyester. 10 handles. Supplied with carrying bag. Load 150 kg.
- Civière souple d'évacuation. Toile de polyester imperméable, lavable, transparente aux rayons X. Avec 10 poignées. Livré avec sac pour le transport. Charge Maxi 150 kg.
- Telo da trasporto. In poliestere radiotrasparente, 10 maniglie. Fornito con borsa per il trasporto. Portata 150 kg.



► COP216

- Isothermic blanket
Polyester. Silver side protect patient against cold. Golden side protect patient against heat.
- Couverture de survie
Drap isolant 2 faces. Face argentée pour la protection contre la chaleur. Face dorée pour la protection contre le froid.
- Coperta isoteramica
In poliestere. Il lato argentato protegge dal freddo, il lato dorato protegge dal caldo

Dim: 150x220 cm



- Aluflex splints
Light weight foam pad with inner aluminium layer.
 - Attelles aluflex
Attelles en mousse légère avec intérieur aluminium.
 - Stecche aluflex
Stecche in schiuma con anima in alluminio.
- STE116 46 X 1cm
STE118 46 X 2cm
STE119 46 X 2,5cm



► 09.8006

- Spinal immobilizer. With buckles and belts, padded cushion and 2 velcro straps.
- Atelle cervico-thoracique
Équipé de boucles et de ceintures, 1 coussin rembourré et 2 sangles en velcro.
- Immobilizzatore spinale.
Con fibbie e cintura, cuscino imbottito e 2 cinturini in velcro.



► 09.8007

- Spider drape.
Immobilization system for spinal board.
- Sangles araignées.
Sangles d'immobilisation pour plan dur.
- Cinture a ragno.
Cinture di immobilizzazione per tavola spinale



► 09.8008

- One piece belt with nylon ribbon and metallic buckle.
- Ceinture conçue
1 pièce avec sangle en nylon et boucle en métal.
- Cintura ad un pezzo
nastro in nylon e fibbia in metallo.



► 09.8009

- Two pieces belt with nylon ribbon and metallic buckle.
- Ceinture conçue de
2 parties avec sangle en nylon et boucle en métal
- Cintura a 2 pezzi
con nastro in nylon e fibbia in metallo.



► 09.8010

- Two piece belt with nylon ribbon and plastic buckle.
- Ceinture conçue de
2 parties avec sangle en nylon et boucle en plastique.
- Cintura 2 pezzi
con nastro in nylon e fibbia in plastica.



► 09.8011

- Short spine board. Made of polyethylene. Head support and belts included.
- Plan dur court. en
polyéthylène. Livré avec support de tête et sangles.
- Tavola spinale corta. in
polietilene. Con supporto per la testa e cinghie.



► 09.8005

- Lifesaver CPR board.
Easy to stabilize. With handles
- Planche de réanimation
Facile à stabiliser. Avec poignées.
- Tavola per massaggio
cardiaco. Facile da stabilizzare, con maniglie



- Head immobilizer. Easy to clean and to adjust thanks to velcro.

- Immobilisateur de tête
lavable, attaches velcro.

Dim: 40x25x17H cm



Dim: 34x26,5x15H cm

- Ferma capo lavabile.
Adattabile con velcro.

- FER001
Adult, adulte, adulto
- FER002
Child, enfant, bambino



PNE246



PNE247



PNE248



PNE249



PNE250



PNE251

- Inflatable PVC splint. X-ray translucent, washable and non toxic.
- Attelles gonflables. Translucides aux rayons X, lavables et non toxiques.
- Stecca gonfiabile in PVC. Radiotrasparente, lavabile e non tossica.

- | | | | |
|--------|--------------|-----------------|----------------|
| PNE246 | full arm | PNE249 | half leg |
| PNE247 | full leg | PNE250 | hand/wrist |
| PNE248 | half arm | PNE251 | foot/ankle |
| PNE243 | set of 2 pcs | Set de 2 pièces | Set di 2 pezzi |
| PNE244 | set of 4 pcs | Set de 4 pièces | Set di 4 pezzi |
| PNE245 | set of 6 pcs | Set de 6 pièces | Set di 6 pezzi |



DA-02300



DA-02301



DA-02303



DA-02302



DA-02304

- Rigid flexible splints made of neoprene with an internal aluminium sheet.
 - Attelles rigides flexibles réalisées en néoprène et avec une âme en aluminium.
 - Stecche rigide flessibili in neoprene con uno strato di alluminio modellabile.
- | | | | |
|----------|-----------|----------|--------------------|
| DA-02300 | for wrist | DA-02304 | Splint for forearm |
| DA-02301 | for arm | DA-02310 | Set of 5 pcs |
| DA-02302 | for leg | DA-02311 | Bag |
| DA-02303 | for elbow | | |



500 infant 501 pediatric 502 stout

- One piece polyethylene cervical collars. Washable. With a central tracheal hole. Velcro closure.

- Colliers cervicaux en
polyéthylène conçu d'une pièce
lavable. Ouverture pour trachéotomie. Fermeture à velcro.

- Collari cervicali un pezzo in
polietilene. lavabile. Apertura
centrale per l'accesso in
tracheostomia. Chiusura in
velcro.



510 infant 511 pediatric 512 stout

- Two pieces polyethylene cervical collars. Washable. With a central tracheal hole. Velcro closure.

- Colliers cervicaux deux pièces en
polyéthylène conçu d'une pièce
lavable. Ouverture pour trachéotomie. Fermeture à Velcro.

- Collari cervicali a 2 pezzi in
polietilene. lavabile. Apertura
centrale per l'accesso in
tracheostomia. Chiusura in
velcro.



503 standard 504 medium 505 tall



513 standard 514 medium 515 tall



► 910A/W

► Made of aluminum. 4 wheels of 125 mm, 2 fixed with brake. Adjustable backrest. Foldable side rails. Washable mattress. Locking system for folded position. Safety lever situated near the unlocking device.

► En aluminium anodisé. Monté sur 4 roues de 125 mm, 2 fixes avec frein. Dossier réglable. Barrières latérales. Matelas lavable. Système de verrouillage pour la position pliée. Levier de sécurité situé à proximité du dispositif de déverrouillage.

► In alluminio. 4 ruote da 125 mm, 2 fisse con freno. Schienale regolabile. Spondine laterali. Materasso lavabile. Sistema di bloccaggio per la posizione piegata. Leva di sicurezza situata vicino al dispositivo di sblocco.

Length	190 cm
Width	56 cm
Height	88 cm
Max. loading height	63 cm
Weight	38 kg
Load	159 kg



Fixing device for ambulance
Dispositif de fixation pour ambulance
Dispositivo di fissaggio per ambulanza



► 655

► Sedan Chair. Aluminum alloy frame. 4 handles. Automatic safety lock system. 4 swivel wheels. 3 straps with easy release buckle. Vinyl coating.

► Chaise d'évacuation En aluminium. 4 poignées. Verrouillage de sûreté automatique. 4 roues pivotantes. 3 sangles à dégageage facile. Revêtement vinyle.

► Sedia portantina In alluminio. 4 maniglie. Bloccaggio automatico. 4 ruote piroettanti. 3 cinture a sgancio rapido. Rivestimento in vinile.



► BAR018

Dim: 221x55,5x14 cm

► Foldable stretcher
Made of anticorrosive and anodised aluminium. With a polyester, fire retardant and antistain sheet. With carrying bag. Capacity 120 kg

► Brancard pliable
Bâti en aluminium anodisé, toile de polyester imperméable, lavable. Avec sac de transport. Capacité 120 kg.

► Barella pieghevole
Telaio in alluminio anodizzato, tessuto poliestere impermeabile e lavabile. Con borsa per trasporto. Portata 120 kg.



► Antitrauma stretcher
630 Aluminum (grey) with belts
630/A Aluminum (orange) with belts

► Civière de relevage
630 Aluminium (gris) avec sangles
630/A Aluminium (orange) avec sangles

► Barella a cucchiaio
630 Alluminio (grigio) con cinture
630/A Alluminio (arancione) con cinture

Length (unfolded)	170 / 205 cm
Length (folded)	121 cm
Width (unfolded)	43 cm
Width (folded)	8 cm
Weight	7,5 Kg
Max load	159 Kg



BAR025

BAR026

► Spinal board
100% x-rays translucent, washable. 3 quick unhooking belts for immobilization. BAR025 ADULT Loading: 200 kg
BAR026 PEDIATRIC Loading: 160 kg

► Plan dur
Radio-transparent, lavable. 3 sangles BAR025 ADULTE Capacité: 200 kg.
BAR026 PÉDIATRIQUE Capacité: 160 kg

► Tavola spinale
Radio-trasparente, lavabile. 3 cinture per supporto paziente. BAR025 ADULTO. Portata: 200 kg BAR026 PEDIATRICA Portata: 160 kg

BAR025 ADULT 183 x 45 x 5 h cm.
BAR026 PEDIATRIC 136 x 35 x 5 h cm.



► PC-PEE035.01

► Neonatal CPR Training System.
► Système de formation à la réanimation cardio-pulmonaire néonatale.
► Sistema di addestramento alla rianimazione cardiopolmonare neonatale.



► PC-PEE009.02

► Pediatric CPR Training System (with control device).
► Système de formation à la réanimation cardio-pulmonaire pédiatrique (avec dispositif de contrôle).
► Sistema di addestramento alla rianimazione cardiopolmonare pediatrica (con dispositivo di controllo).



► PC-CL001.30

► Advanced Full-body Adult CPR Manikin with remotely control
► Mannequin adulte avancé pour la RCP complète du corps entier avec télécommande
► Manichino avanzato per RCP completa su adulti con telecomando



► PC-PEE009.01

► Infant Airway Obstruction and CPR Simulator.
► Simulateur d'obstruction des voies respiratoires chez le nourrisson et de réanimation cardio-pulmonaire.
► Simulatore di ostruzione delle vie aeree nei neonati e rianimazione cardiopolmonare.



► The portable cylinders for oxygen therapy are F.U. compliant. Sold empty. Made in steel, with valve E2000 and connection E17. Refillable and including a test certificate. On request: protection case.

► Les bouteilles pour oxygénothérapie sont conçues selon les normes F.U. en vigueur. En acier, avec vanne E2000 et connexion E17. Vendues vides et accompagnées d'un certificat d'essai. Option: sac de protection.

► Le bombole per ossigenoterapia sono progettate secondo F.U. vigente. Realizzate in acciaio, con valvola E2000 e attacco E17. Vendute vuote e accompagnate da un certificato di prova. Optional: custodia protettiva.

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO	CAP.
15029	Italian / Italie / Italia (UNI)	0,5L
15029D	German / Allemagne / Germania (DIN)	0,5L
15029F	French / France / Francia (NF)	0,5L
15029UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)	0,5L
15029US	American / Etats-unis / America (CGA)	0,5L

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO	CAP.
15031	Italian / Italie / Italia (UNI)	1L
15031D	German / Allemagne / Germania (DIN)	1L
15031F	French / France / Francia (NF)	1L
15031UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)	1L
15031US	American / Etats-unis / America (CGA)	1L

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO	CAP.
15032	Italian / Italie / Italia (UNI)	2L
15032D	German / Allemagne / Germania (DIN)	2L
15032F	French / France / Francia (NF)	2L
15032UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)	2L
15032US	American / Etats-unis / America (CGA)	2L

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO	CAP.
15033	Italian / Italie / Italia (UNI)	3L
15033D	German / Allemagne / Germania (DIN)	3L
15033F	French / France / Francia (NF)	3L
15033UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)	3L
15033US	American / Etats-unis / America (CGA)	3L

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO	CAP.
15035	Italian / Italie / Italia (UNI)	5L
15035D	German / Allemagne / Germania (DIN)	5L
15035F	French / France / Francia (NF)	5L
15035UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)	5L
15035US	American / Etats-unis / America (CGA)	5L

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO	CAP.
15037	Italian / Italie / Italia (UNI)	7L
15037D	German / Allemagne / Germania (DIN)	7L
15037F	French / France / Francia (NF)	7L
15037UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)	7L
15037US	American / Etats-unis / America (CGA)	7L

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO	CAP.
15038	Italian / Italie / Italia (UNI)	10L
15038D	German / Allemagne / Germania (DIN)	10L
15038F	French / France / Francia (NF)	10L
15038UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)	10L
15038US	American / Etats-unis / America (CGA)	10L



► 09.3003

► Complete with: oxygen bottle 5L, reducer with flowmeter and humidifier, silicon reanimation bag, face mask and oxygen tube. With castors.

► Kit livré avec: une bouteille à oxygène (vide) rechargeable 5L, un réducteur avec débitmètre, un insufflateur en silicone, masque, tuyau pour oxygène, tous monté sur chariot.

► Kit fornito con: bombola di ossigeno (vuota) ricaricabile 5L, flussometro, pallone in silicone, maschera, tubo per ossigeno, su carrello.

Dim: 35 x 17 x 68 H cm



► 09.3007

► Ring support for oxygen bottle Stainless steel and rubber structure, diam. 14 cm. Pair

► Anneau de support pour bouteille d'oxygène. Structure en acier inox et caoutchouc, diam. 14 cm. Paire

► Anello di supporto per bombole d'ossigeno. Struttura in acciaio inox e gomma, diam. 14 cm. Coppia



► Equipped with humidifier and flowmeter. Delivery flow max 4bar. Pressure gauge Ø 42, scale 0-315 bar; precision class 2.5. Cylinder conn. Output connection with 6mm Ø hose connector.

► Équipé d'un humidificateur et d'un débitmètre. Débit 4 bar max. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar; classe de précision 2,5. Raccord bouteille. Sortie pour tuyau Ø 6 mm.

► Con umidificatore e flussometro. Flusso di erogazione max 4 bar. Manometro Ø 42, scala 0-315 bar, classe di precisione 2.5 Attacco bombola. Uscita per tubo Ø 6mm.

► 12214



► Delivery flow max 4bar. Pressure gauge Ø 42, scale 0-315 bar. Cylinder connection. Output connection with Ø 6mm hose connector.

► Débit 4 bar max. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar. Raccord bouteille. Raccord sortie avec porte caoutchouc pour tuyau Ø 6 mm.

► Flusso di erogazione max 4 bar Manometro Ø 42, scala 0-315 bar, classe di precisione 2.5. Attacco bombola. Attacco uscita per tubo Ø 6mm.

► 12215



► Chrome brass main body with safety valve. Delivery flow: 6 L/min. Pressure gauge: Ø42mm, scale 315bar, Output connection with Ø 6mm hose connector.

► Corps en laiton chromé avec soupape de sécurité. Débit : 6 L/min. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar. Raccord sortie avec tuyau Ø 6 mm.

► Corpo in ottone cromato con valvola di sicurezza. Port.: 6 L / min. Manometro Ø 42, scala 0-315 bar. Raccordo di uscita con tubo da Ø 6mm.

► 12246



► Adjustable output flow control 0-15 L/min. Pressure gauge Ø42, scale 0-315bar; precision class 2.5 Cylinder connection.

► Avec soupape de sécurité. Contrôle du débit à la sortie réglable 0-15 L/min. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar ; classe de précision 2,5. Raccord bouteille.

► Controllo del flusso in uscita regolabile 0-15 L/min. Manometro Ø42, scala 0-315 bar; classe di precisione 2.5 Attacco bombola.

► 12201

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO
12214	Italian / Italie / Italia (UNI)
12214D	German / Allemagne / Germania (DIN)
12214F	French / France / Francia (NF)
12214UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)
12214US	American / Etats-unis / America (CGA)

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO
12215	Italian / Italie / Italia (UNI)
12215D	German / Allemagne / Germania (DIN)
12215F	French / France / Francia (NF)
12215UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)
12215US	American / Etats-unis / America (CGA)


CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO
12201	Italian / Italie / Italia (UNI)
12201D	German / Allemagne / Germania (DIN)
12201F	French / France / Francia (NF)
12201UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)
12201US	American / Etats-unis / America (CGA)

CODE	FITTING / RACCORD/RACCORDO
12246	Italian / Italie / Italia (UNI)
12246D	German / Allemagne / Germania (DIN)
12246F	French / France / Francia (NF)
12246UK	English / Royaume-Uni / Regno Unito (BS)
12246US	American / Etats-unis / America (CGA)

► Standards define input connectors as 17E (also called MIGNON) and 25E. Connector 17E is used on valves mounted on 0.5, 1, 2 and 3L cylinders. Connector 25E, from 5L up.

► Les normes prévoient des raccords 17E et 25E. Les 17E sont destinés aux vannes des bouteilles de 0.5 à L, tandis que les 25 E s'adaptent sur les bouteilles à partir de 5L.

► Le norme prevedono connettori di ingresso come 17E (MIGNON) e 25E. Connettore 17E viene utilizzato su valvole montate su 0,5, 1, 2 e 3L cilindri. Il connettore viene utilizzato su altre bombole da 5L in su.



Open and Close Valve / Vanne d'ouverture et Fermeture / Apertura e chiusura valvola

Output Connector
Connexion de sortie
Connettore di uscita

Input Connector - Connexion d'entrée - Connettore di ingresso



Connection Size / Dim. raccord / Dim. raccordo
Standard
Type
Type



Connection Size / Dim. raccord / Dim. raccordo
Standard
Type
Type



Connection Size / Dim. raccord / Dim. raccordo
Standard
Type
Type



Connection Size / Dim. raccord / Dim. raccordo
Standard
Type
Type



Connection Size / Dim. raccord / Dim. raccordo
Standard
Type
Type



►05.1012/1

- Nasal cannula with 2.10 m O2-sure flow tubing, adult.
- Lunettes à oxygène avec tubulure 2,10 m, adulte.
- Cannula nasale con tubo di 2,10 m, adulto.

05.1013/1 Pediatric / Pédiatrique / Pediatrico
05.1014/1 Newborn / Nourrisson / Neonatale



►05.1040/1

- Oxygen mask adult
- Masque à oxygène adulte
- Maschera per ossigeno adulto

05.1042/1 Pediatric / Pédiatrique / Pediatrico



►05.1041/1

- Oxygen mask adult with 2.10 m O2-sure flow tubing
- Masque à oxygène adulte avec tubulure 2,10 m
- Maschera per ossigeno adulto con tubo di 2,10 m

05.1043/1 Pediatric / Pédiatrique / Pediatrico



►05.1095/1

- Oxygen mask adult, non-rebreathing, with bag, check valve, safety vents closed. flow tubing.
- Masque à oxygène adulte avec valve antiretour, réservoir, valves expiratoires et tubulure.
- Maschera per ossigeno adulto con valvola antiriflusso reservoir e tubo di aspirazione.

05.1096/1 Pediatric / Pédiatrique / Pediatrico



►05.1710/1

- Mask adult with 6 Venturi diluters, flow tubing and flex tubing.
- Masque adulte avec 6 adaptateurs Venturi, tubulure m et tuyau annelé.
- Maschera adulto con 6 adattatori Venturi, tubo per ossigeno e tubo corrugato

05.1711/1 Pediatric / Pédiatrique / Pediatrico

►CPS-EYE WASH



- Eye wash station
- Station nettoyage yeux
- Kit per pulizia oculare

Dim:
32 x 41 x 8 cm

►CPS-ACQ



- Sterile solution for eye wash (50pcs)
- Solution sterile pour nettoyage yeux
- Soluzione sterile per pulizia oculare



►CPS674

Dim: 17 x 11 x 5 cm

First aid soft kit for 1-2 persons - Trousse de secours pour 1-2 personnes - Kit di pronto soccorso per 1-2 persone

- Contents: 1 pair of sterile gloves
- 1 elastic bandage
- 2 disinfectant liquid soap sachets 5 ml
- 3 disinfectant wipes - 1 tweezers
- 1 pair of scissors - 1 roll of adhesive plaster
- 10 cellulose dressings
- 1 pack of 10 assorted dressings
- 2 sterile gauze sachets
- 1 haemostatic lacet

- Contenu : 1 paire de gants stériles
- 1 bandage élastique
- 2 sachets de savon liquide désinfectant 5 ml
- 3 lingettes désinfectantes - 1 pince à épiler
- 1 paire de ciseaux - 1 rouleau de sparadrap
- 10 pansements en cellulose
- 1 paquet de 10 pansements assortis
- 2 sachets de gaze stérile
- 1 lacet hémostatique

- Contenuto: 1 paio di guanti sterili
- 1 Bendaggio elastico
- 2 Bustine di sapone disinfettante da 5 ml
- 3 Salviette disinfettanti - 1 pinzetta
- 1 Paio di forbici - 1 rotolo di cerotto adesivo
- 10 Medicazioni in cellulosa
- 1 Confezione da 10 medicazioni assortite
- 2 Bustine sterili di garza
- 1 Laccio emostatico.



►CPS286

Dim: 18 x 13,5 x 6,5 cm

First aid soft kit for 1-2 persons - Trousse de secours pour 1-2 personnes - Kit di pronto soccorso per 1-2 persone

- Contents: 1 bandage TNT
- 1 cotton wool pack g 5
- 3 antiseptic wipes - 1 gauze bandage
- 1 adhesive plaster roll m 5 x 1,25 cm
- 2 sterile gauze pads cm 18x40
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 pair of scissors cm 10 - 1 pair of gloves.

- Contenu : 1 bandage TNT
- 1 paquet de coton g 5
- 3 lingettes antiseptiques - 1 bande de gaze
- 1 rouleau de sparadrap m 5 x 1,25 cm
- 2 compresses de gaze stérile cm 18x40
- 1 paquet de 10 pansements adhésifs
- 1 paire de ciseaux cm 10 - 1 paire de gants.

- Contenuto: 1 bendaggio TNT
- 1 Confezione di cotone 5g
- 3 Salviette antisettiche - 1 Benda di garza
- 1 Rotolo di cerotto adesivo m 5 x 1,25 cm
- 2 Tamponi di garza sterili cm 18x40
- 1 Confezione da 10 cerotti adesivi
- 1 Paio di forbici cm 10 - 1 Paio di guanti.



►CPS011

Dim: 23,5 x 19 x 4,3 cm

First aid soft kit for 2-4 persons - Trousse de secours pour 2-4 personnes - Kit di pronto soccorso per 2-4 persone

- Contents: 2 sterile gauze pads
- 1 pair of scissors cm 10 - 1 plastic tweezers - 1 sterile bandage tnt cm 40x60
- 1 mouth to mouth airway
- 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 tissue pack 10 pcs
- 3 disinfectant wipes;
- 1 elastic bandage 4x10 cm
- 1 adhesive dressing cm 10x6
- 1 adhesive plaster roll m 5 x 1,25 cm
- 1 pair of sterile gloves.

- Contenu : 2 compresses de gaze stérile
- 1 paire de ciseaux cm 10 - 1 pince à épiler en plastique - 1 bandage stérile tnt cm 40x60
- 1 appareil respiratoire bouche à bouche
- 1 paquet de 10 pansements adhésifs
- 1 paquet de 10 mouchoirs en papier
- 3 lingettes désinfectantes;
- 1 bandage élastique 4x10 cm
- 1 pansement adhésif cm 10x6
- 1 rouleau de sparadrap m 5 x 1,25 cm
- 1 paire de gants stériles.

- Contenuto: 2 tamponi di garza sterili
- 1 Paio di forbici cm 10 - 1 Pinzetta di plastica
- 1 Benda sterile tnt cm 40x60
- 1 Dispositivo per bocca a bocca
- 1 Confezione da 10 cerotti adesivi
- 1 Confezione di fazzoletti da 10 pezzi
- 3 Salviette disinfettanti;
- 1 Bendaggio elastico 4x10 cm
- 1 Medicazione adesiva cm 10x6
- 1 Rotolo di cerotto adesivo m 5 x 1,25 cm
- 1 Paio di guanti sterili.



►CPS042

Dim: 23,5 x 19 x 4,3 cm

First aid soft kit for 2-4 persons - Trousse de secours pour 2-4 personnes - Kit di pronto soccorso per 2-4 persone

- Contents: 2 Pair of sterile gloves
- 1 Jodopovidone disinfectant 125 ml
- 1 Saline solution 250 ml CE
- 1 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 3 Sterile gauze 10x10 cm sachets
- 1 Sterile tweezers 1 Pack of cotton
- 1 Plastosan 10 assorted dressings
- 1 Adhesive plaster m 5 x 2,5 cm
- 1 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- 1 Pair of scissors 10 cm FOR078
- 1 Tourniquet - 1 Instant ICE pack

- Contenu : 2 Paires de gants stériles
- 1 Désinfectant à base de jodopovidone 125 ml
- 1 Solution saline 250 ml CE
- 1 Sachets de gaze stérile 18x40 cm
- 3 Sachets de gaze stérile 10x10 cm
- 1 Pince à épiler stérile 1 Paquet de coton
- 1 Plastosan 10 pansements assortis
- 1 Pansement adhésif m 5 x 2,5 cm
- 1 Bande de gaze 10 cm x 3,5 m
- 1 paire de ciseaux 10 cm FOR078
- 1 Tourniquet - 1 Instant ICE pack

- Contenuto: 2 paia di guanti sterili
- 1 Disinfettante Jodopovidone 125 ml
- 1 Soluzione salina 250 ml CE
- 1 Bustina di garze sterili 18x40 cm
- 3 Bustine di garze sterili 10x10 cm
- 1 Pinzetta sterile 1 confezione di cotone
- 1 Plastosan 10 medicazioni assortite
- 1 Cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Benda di garza 10 cm x 3,5 m
- 1 Paio di forbici 10 cm FOR078
- 1 Laccio emostatico - 1 ghiaccio istantaneo



►CPS036

Dim: 23,5 x 19 x 4,3 cm

First aid soft kit for 4-6 persons - Trousse de secours pour 4-6 personnes - Kit di pronto soccorso per 4-6 persone

- Contents: 2 Pair of sterile gloves
- 1 Disinfectant solution 125 ml
- 1 Saline solution 250 ml
- 3 Sterile gauze 18x40 cm sachets
- 3 Sterile gauze 10x10 cm sachets
- 1 Pack of cotton - 1 Sterile tweezers
- 1 10 assorted dressings - 1 Adhesive plaster
- 1 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
- 1 LISTER pair of scissors 14,5 cm
- 1 Tourniquet - 1 Instant ICE pack
- 1 Sterile bandage cm 40x60 1 Pack of 8 ass. soap/disinfectant/ammonium
- 1 Triangular TNT bandage

- Contenu : Paire de gants stériles
- 1 Solution désinfectante 125 ml
- 1 solution saline 250 ml
- 3 sachets de gaze stérile 18x40 cm
- 3 Sachets de gaze stérile 10x10 cm
- 1 Paquet de coton - 1 Pince à épiler stérile
- 1 10 pansements assortis - 1 Pansement adhésif
- 1 Bande de gaze 10 cm x 3,5 m
- 1 paire de ciseaux LISTER 14,5 cm
- 1 Tourniquet - 1 Pack ICE instantané
- 1 Bandage stérile cm 40x60 1 Paquet de 8 ass. savon/désinfectant/ammonium
- 1 bandage triangulaire TNT

- Contenuto: 2 paia di guanti sterili
- 1 Soluzione disinfettante 125 ml
- 1 Soluzione salina 250 ml
- 3 Bustine di garza sterili 18x40 cm
- 3 Bustine di garza sterili 10x10 cm
- 1 Confezione di cotone - 1 pinzetta sterile
- 1 10 medicazioni assortite - 1 Cerotto adesivo
- 1 Benda di garza 10 cm x 3,5 m
- 1 Paio di forbici LISTER 14,5 cm
- 1 Laccio emostatico - 1 ghiaccio istantaneo
- 1 bendaggio sterile cm 40x60 1 Conf. da 8 pz. sapone/ disinfectanti/ammonio
- 1 Bendaggio triangolare in TNT



► CPS050

Dim: 23,5 x 19 x 4,3 cm

First aid soft kit for 6-8 persons - Trousse de secours pour 6-8 personnes - Kit di pronto soccorso per 6-8 persone

- Contents: 2 Pair of sterile gloves
1 Disinfectant - 1 Saline solution
3 Gauze gauze 18x40 cm sachets
1 Pack of cotton - 3 Sterile gauze 10x10 cm
1 Assorted dressings - 1 Sterile tweezers
1 Adhesive plaster m 5x2,5 cm
2 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
1 LISTER pair of scissors 14,5 cm
1 Tourniquet - 1 Instant ICE pack
1 Triangular TNT bandage
1 Isothermic blanket - 1 Pack of 8 ass. soap
2 Compressive bandage 80x100
2 Burn gel sachet gr 3,5
1 Sterile bandage cm 40x60
- Contenu : 2 Paires de gants stériles
1 Désinfectant - 1 Solution saline
3 Sachets de gaze stérile 18x40 cm
1 Paquet de coton - 3 Gaze stérile 10x10 cm
1 pansements assortis - 1 Pince à épiler stérile
1 Pansement adhésif m 5x2,5 cm
2 Bande de gaze 10 cm x 3,5 m
1 paire de ciseaux LISTER 14,5 cm
1 garrot - 1 poche de glace instantanée
1 Bandage triangulaire TNT
1 Couverture isothermique - 1 Paquet de 8 ass.
2 Bandage compressif 80x100
2 Sachet de gel pour brûlures gr 3,5
1 Bandage stérile cm 40x60
- Contenuto: 2 paia di guanti sterili
1 Disinfectante - 1 Soluzione salina
3 Bustine di garze sterili 18x40 cm
1 Confezione di cotone - 3 Garze sterili 10x10 cm
1 Medicazione assortita - 1 Pinzetta sterile
1 Cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 Bende di garza 10 cm x 3,5 m
1 Paio di forbici LISTER 14,5 cm
1 Laccio emostatico - 1 ghiaccio istantaneo
1 Bendaggio triangolare TNT
1 Coperta isotermitica - 1 Conf. da 8 pz. sapone
2 Bendaggio compressivo 80x100
2 Bustine di gel per bruciature 3,5gr
1 Bendaggio sterile cm 40x60



► CPS-BURN

Dim: 26 x 20,5 x 9 cm

Professional burn kit - Trousse de secours pour brûlures - Kit di pronto soccorso per ustioni

- Contents: 10 Sachets anti-burn gel
4 Non-burn sterile gauze - 1 Lister scissors
1 Sterile saline solution - 1 Sterile disposable pliers - 1 Patch in Spool m 5x2,5 cm
4 bags of 1 sterile gauze 10x10 cm 8 layers
3 non-stick bandage 100 x 120 mm
1 bottle hydrogel gel 50 ml
1 Self-adhesive patch snogg 6x100 cm
2 sterile TNT cloth 40x60 cm
2 pairs of sterile gloves
- Contenu : 10 Sachets de gel anti-brûlure
4 Gaze stérile anti-brûlure - 1 ciseaux à lister
1 Solution saline stérile - 1 pince stérile à usage unique - 1 Patch en bobine m 5x2,5 cm
4 Sachets de gaze stérile 10x10 cm 8 couches
3 pansements antiadhésifs 100 x 120 mm
1 flacon de gel hydrogel 50 ml
1 Patch autocollant snogg 6x100 cm
2 tissus TNT stériles 40x60 cm
2 paires de gants stériles
- Contenuto: 10 bustine di gel anti scottatura
4 garza sterile per bruciature - 1 forbice Lister
Soluzione salina sterile - 1 pinza monouso sterile
- 1 toppa in bobina m 5x2,5 cm
4 buste da 1 garza sterile 10x10 cm 8 strati
3 bende antiaderenti 100 x 120 mm;
1 flacone di idrogel da 50 ml;
1 snogg patch autoadesivo 6x100 cm;
2 tessuti sterili in TNT 40x60 cm;
2 paia di guanti sterili.



► CPS009

Dim: 39,5 x 13,5 x 27 mm

First aid soft kit for 20-25 persons - Trousse de secours pour 20-25 personnes - Kit di pronto soccorso per 20-25 persone

- Contents: 5 Pairs of sterile gloves
1 Safety mask with eye protection visor
3 Saline solutions 500 ml CE
2 Jodopovidone disinfectant 500 ml
10 Sterile gauze 10x10 cm sachets
2 Sterile gauze 18x40 cm sachets
2 Sterile bandages cm 40x60
2 Sterile tweezers, 1 Pack of cotton
1 Pack of net elastic bandage
2 pack of 10 assorted dressings
2 Adhesive plasters m 5 x 2,5 cm
1 LISTER pair of scissors 14,5 cm
3 Tourniquets - 2 Instant ICE packs
2 Sanitary bags
1 Clinical digital thermometer CE
1 Sphygmomanometer with stethoscope
- Contenu : 5 paires de gants stériles
1 Masque de sécurité avec visière
3 Solutions salines 500 ml CE
2 Désinfectant 500 ml
10 Sachets de gaze stérile 10x10 cm
2 Sachets de gaze stérile 18x40 cm
2 pansements stériles cm 40x60
2 pinces stériles, 1 paquet de coton
1 paquet de bandes élastiques en filet
2 paquets de 10 pansements assortis
2 pansements adhésifs m 5 x 2,5 cm
1 paire de ciseaux LISTER 14,5 cm
3 garrots - 2 packs de glace instantanée
2 sacs hygiéniques
1 Thermomètre clinique digital CE
1 Sphygmomanomètre avec stéthoscope
- Contenuto: 5 paia di guanti sterili
1 maschera di sicurezza con visiera
3 soluzioni saline 500 ml CE
2 disinfettanti al 10% 500 ml
10 bustine di garze sterili 10x10 cm
2 bustine di garze sterili 18x40 cm
2 bende sterili cm 40x60
2 pinzette sterili, 1 confezione di cotone
1 confezione di bendaggio elastico netto
2 confezioni da 10 medicazioni assortite
2 cerotti adesivi m 5 x 2,5 cm
1 paio di forbici LISTER 14,5 cm
3 lacci emostatici - 2 pacchi ghiaccio istantaneo
2 sacchetti sanitari
1 Termometro digitale clinico CE
1 sfigmomanometro con stetoscopio



► CPS1030

First aid cabinet up to 6 persons
Armoire à pharmacie jusqu'à 6 personnes
Armadietto farmacia fino a 6 persone

Dim: 37x30x14 cm

CAV046 Empty / Vide / Vuota

- Contents: 2 Pair of sterile gloves
1 Disinfectant 125 ml
1 Saline solution 250 ml
3 Sterile gauze 18x40 cm sachets
3 Sterile gauze 10x10 cm sachets
2 Pack of cotton - 1 pack dressings
1 Sterile tweezers
1 Adhesive plaster m 5x2,5cm
2 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
1 LISTER pair of scissors 14,5 cm
1 Tourniquet - 1 ICE pack
1 Sanitary bag
1 Triangular TNT bandage
1 Isothermic blanket 150x220 cm
1 Pack of 8 ass. soap/disinfectant
1 Burn gel sachet 3,5 g
1 Compressive bandage 80x100
2 Sterile bandage cm 40x60
1 First aid booklet
- Contenu: 2 Paires de gants stériles
1 Désinfectant 125 ml
1 Solution saline 250 ml
3 Sachets de gaze stérile 18x40 cm
3 Sachets de gaze stérile 10x10 cm
2 Paquet de coton - 1 pansements
1 Pince à épiler stérile
1 Pansement adhésif m 5x2,5cm
2 Bande de gaze 10 cm x 3,5 m
1 paire de ciseaux LISTER 14,5 cm
1 garrot - 1 pack de glace
1 sac sanitaire
1 Bandage triangulaire TNT
1 Couverture isothermique
1 Paquet de 8 ass. savon/désinfectant
1 Sachet de gel pour brûlures 3,5 g
1 Bandage compressif 80x100
2 Bandage stérile cm 40x60
1 Livret de premiers secours
- Contenuto: 2 paia di guanti sterili
1 Disinfectante 125 ml
1 Soluzione salina 250 ml
3 Bustine di garze sterili 18x40 cm
3 Bustine di garze sterili 10x10 cm
2 Pacchi di cotone - 1 medicazioni
1 Pinzetta sterile
1 cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 Bende di garza 10 cm x 3,5 m
1 Paio di forbici LISTER 14,5 cm
1 Laccio emostatico - 1 ghiaccio
1 Sacchetto sanitario
1 Bendaggio in TNT
1 Coperta isotermitica 150x220 cm
1 Conf. da 8 pz. sapone/ disinfectanti
1 Bustina di gel per bruciature 3,5 g
1 Bendaggio compressivo 80x100
2 Benda sterile cm 40x60
1 Libretto di pronto soccorso



► CPS007

First aid cabinet up to 20-25 pers.
Armoire à pharmacie jusqu'à 20-25 pers.
Armadietto farmacia fino a 20-25 pers.

Dim: 40,2 x 20,2 x 48,3 cm

CAV034 Empty / Vide / Vuota

- Contents: 5 Pair of sterile gloves
1 Safety mask
3 Saline solution 500 ml
2 Disinfectant at 500 ml
10 Sterile gauze 10x10 sachets
2 Sterile gauze 18x40 cm sachets
2 Sterile bandage cm 40x60
2 Sterile tweezers - 2 Pack of cotton
1 Pack of net elastic bandage
2 Plastosan 20 assorted dressings
1 LISTER pair of scissors 14,5 cm
2 Adhesive plaster m 5x2,5 cm
3 Tourniquet - 2 Instant ICE pack
2 Sanitary bag - 1 Digital thermometer - 1 Sphygmomanometer with stethoscope
4 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
1 Pack of 8 ass. soap/disinfectant
1 Mouth opener - 1 Isothermic blanket - 1 Triangular TNT bandage
Gel sachet g 3,5
2 Elastic band. m 4x6 cm
1 Bandage 80x100 mm
- Contenu: 5 Paires de gants stériles
1 Masque de sécurité
3 Solution saline 500 ml
2 Désinfectant 500 ml
10 Sachets de gaze stérile 10x10 cm
2 Sachets de gaze stérile 18x40 cm
2 Bandage stérile cm 40x60
2 pinces stériles - 2 paquets de coton
1 Paquet de bandes élastiques en filet
2 Plastosan 20 pansements assortis
1 paire de ciseaux LISTER 14,5 cm
2 Pansement adhésif m 5x2,5 cm
3 Tourniquet - 2 Pack ICE instantané
2 Sac hygiénique - 1 Thermomètre digital - 1 Sphygmomanomètre avec stéthoscope
4 Bandage de gaze 10 cm x 3,5 m
1 Paquet de 8 ass. savon/désinfectant
1 Ouvrir-bouche - 1 Couverture isothermique
- 1 Bandage triangulaire TNT
2 Sachet de gel g 3,5
2 Bande élastique m 4x6 cm
1 Bandage 80x100 mm
- Contenuto: 5 paia di guanti sterili
1 Maschera di sicurezza
3 Soluzione salina 500 ml
2 Disinfectante 500 ml
10 Bustine di garze sterili 10x10
2 Bustine di garze sterili 18x40 cm
2 Benda sterile cm 40x60
2 Pinzette sterili - 2 pacchi di cotone
1 Confezione di bendaggio elastico
2 Medicazioni Plastosan 20 assortite
1 Paio di forbici LISTER 14,5 cm
2 Cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
3 Laccio emostatico - 2 ghiaccio
2 Sacchetti sanitari - 1 termometro digitale - 1 Sfigmomanometro con stetoscopio
4 Bende di garza 10 cm x 3,5 m
1 Conf. da 8 pz. sapone/ disinfectanti
1 Apri bocca - 1 Coperta isotermitica
1 Bendaggio in TNT
2 Gel g 3,5
2 bendaggio elastico m 4 x 6 cm
1 Bendaggio 80x100 mm