




Surgical instrument

Instrument chirurgical - Strumenti chirurgici

Fazzini distributes a wide range of surgical instruments made exclusively with the best materials, satisfying the needs of every hospital and private ward.

Fazzini distribue une large gamme d'instruments chirurgicaux fabriqués exclusivement avec les meilleurs matériaux, répondant aux besoins de chaque hôpital et service privé.

Fazzini distribuisce una vasta gamma di strumenti chirurgici realizzati esclusivamente con i migliori materiali, soddisfacendo il fabbisogno di ogni reparto ospedaliero e privato.



Scissors
Ciseaux
Forbici



Forceps
Pinces
Pinze



Dressings
Pansements
Bendaggi



Hemostatic
Hémostatiques
Emostatiche




Cotton Swap
Pansements
Medicazione



Retractors
Ecarteurs
Divaricatori



Needle holder
Porte-aiguilles
Porta aghi



Probes
Probes
Sonde



Trocars
Trocarts
Trequarti



Uterine curettes
Curettes
Curette



Dilators
Dilatateurs
Dilatatori



Tuning forks
Diapasons
Diapason



Obstetrics
Obstétrique
Ostetricia




Otology
Otologie
Otologia



Rhinology
Rhinologie
Rinologia



Tracheotomy
Trachéotomie
Tracheotomia



Kidney
Réniaux
Renali



Stomach,
Rectum
Estomac,
Rectum
Stomaco,
Retto



Suture
Suture
Sutura



Cannulas
Canules
Cannule

Surgical Instrument Set

Boîte d'instruments chirurgicaux / Set di strumenti chirurgici



SET 107

General surgery / chirurgie générale / Chirurgia generale

- SET100 Abdominal retractor set / Boîte écarteurs abdominaux / Set divaricatori addominali
- SET101 Abdominal surgery set / Boîte pour abdomen / Set chirurgia addominale
- SET102 Alternate abdominal surgery set / Boîte chirurgie parties molles / Set chirurgia addominale alternativo
- SET103 Amputation surgery set / Boîte pour amputation / Set per amputazione
- SET104 Appendectomy and hernia surgery set / Boîte pour appendicite-hernie / Set per chirurgia ernia, appendicite
- SET105 Appendicectomy set / Boîte appendicectomie / Set appendicectomia
- SET106 Autopsy surgery set / Boîte à autopsie simple / Set autopsia
- SET107 Basic surgery set (MSF) / Boîte chirurgie de base / Set per chirurgia di base (MSF)
- SET108 Child surgery set / Boîte pour chirurgie de l'enfant / Set chirurgia bambino
- SET109 Circumcision set / Boîte pour circoncision / Set circoncisione
- SET110 Complete minor surgery set / Boîte pour chirurgie mineure / Set completo chirurgia minore
- SET111 Digestive and biliar surgical set / Boîte pour chirurgie biliaire et digestive / Set chirurgico apparato digerente
- SET112 Dressing set / Boîte à pansement / Set medicazione
- SET113 Emergency surgery set / Boîte urgence soins / Set emergenza
- SET114 Emergency treatment set / Boîte urgence soins / Set emergenza alternativo
- SET115 Gastro surgery set / Boîte pour estomac / Set gastro chirurgia
- SET116 Gastrointestinal surgery set / Boîte gastrectomie / Set chirurgia gastrointestinale
- SET117 Hand and tendon surgery set / Boîte chirurgie mains et tendons / Set chirurgia mano e tendini
- SET118 Hernia set / Boîte pour chirurgie de la hernie / Set per ernia
- SET119 Incision and drainage abscess set / Boîte pour abcès-sutures / Set per incisioni e drenaggi
- SET120 Instrument surgical toilet set / Boîte à compresses / Set toilette chirurgica strumentale
- SET121 Intestinal set / Boîte pour intestin / Set chirurgia intestinale
- SET122 Laparotomy surgery set / Boîte laparotomie / Set chirurgia laparotomia
- SET123 Lung surgery set / Boîte chirurgie pulmonaire / Set chirurgia polmoni
- SET124 Major basic surgery set / Boîte grand nécessaire pour chirurgie / Set chirurgia Interventi base
- SET125 Micro-surgery set / Boîte pour micro-chirurgie / Set micro-chirurgia
- SET126 Nurse's instrument set / Boîte pour infirmier / Set per infermieri
- SET127 Plastic and facial surgery set / Boîte chirurgie plastique maxilo-faciale / Set chirurgia plastica facciale
- SET128 Prostatectomy surgery set / Boîte pour chirurgie de la prostate / Set chirurgia prostatectomia
- SET129 Stitch removal microsurgical set / Boîte à dénudation / Set microchirurgica per rimozione punti
- SET130 Thoractomy surgery set / Boîte pour chirurgie du thorax / Set chirurgico per toracotomia
- SET131 Trauma surgery set / Boîte pour traumatologie / Set per traumatologia
- SET132 Wound treatment set / Boîte à pansements / Set per medicazione

Gynecology and urology / Gynécologie et urologie / Ginecologia e urologia

- SET200 Caesarean section surgery set / Boîte césarienne / Set parto cesareo
- SET201 Complete normal delivery set / Boîte accouchement complète / Set per parto normale
- SET202 Delivery set / Boîte accouchement / Set completo per parto alternativo
- SET203 Dilation & Curetage set / Boîte de curetage / Set per dilatazione e raschiamento
- SET204 Emergency gynecology set / Boîte urgence gynécologique / Set ginecologico
- SET205 Episiotomy repair set / Boîte de réparation de l'épisiotomie / Set riparazione dell'episiotomia
- SET206 Episiotomy set / Boîte épisiotomie / Set per episiotomia
- SET207 Gall bladder surgery set / Boîte pour chirurgie de la vésicule / Set per chirurgia della cistifellea
- SET208 Hegar dilatation set / Bougies simples de Hégar / Set dilatatori di Hegar
- SET209 Hysterectomy surgery set / Boîte pour hystérectomie / Set isterectomia
- SET210 IUD (sterilet) implantation and removing surgical set / Boîte insertion et enlèvement DIU / Set inserimento e rimozione IUD
- SET211 IUD (sterilet) implantation surgical set / Boîte pour pose de stérilet / Set inserimento IUD
- SET212 IUD (sterilet) removing surgical set / Boîte d'enlèvement de D.I.U. / Set per la rimozione chirurgica IUD
- SET213 Normal basic delivery set / Boîte accouchement simple / Set per parto base
- SET214 Normal delivery and episiotomy repair set / Boîte accouchement-épisiotomie / Set per parto normale ed episiotomia
- SET215 Obstetrical craniotomy set / Boîte de cranioclastie obstétricale / Set per craniotomia ostetrica
- SET216 Obstetrical forceps set / Boîte de pinces obstétricale / Set pinze ostetrici
- SET217 Perineal plastic surgery set / Boîte à périnée / Set per chirurgia plastica perineale
- SET218 Tarnier obstetrical forceps / Boîte forceps de Tarnier / Set di pinze ostetrici Tarnier
- SET219 Urology surgery set / Boîte de chirurgie pour urologie / Set per chirurgia urologica
- SET220 Uterine biopsy set / Boîte biopsie utérine / Set per biopsia uterina
- SET221 Vaginal closure-Circlage set / Boîte cerclage du col utérin / Set cerchiaggio del collo uterino
- SET222 Vaginal examination set / Boîte examen vaginal / Set visita vaginale
- SET223 Vaginal exploration set / Boîte exploration vaginale / Set per esplorazione vaginale
- SET224 Vaginal fistula set / Boîte pour fistules vaginales / Set fistula vaginale

Bones / Osseuses / Chirurgia ossea

SET300	Bone surgery set / Boîte chirurgie osseuse / Set per chirurgia ossea
SET301	Plaster set / Boîte pour plâtre / Set per gesso
SET302	Traumatology surgery set / Boîte traumatologie / Set per chirurgia traumatologica

Vascular / Vasculaire / Chirurgia vascolare

SET400	Vascular surgery set / Boîte pour chirurgie vasculaire / Set chirurgia vascolare
--------	--

E.N.T. / O.R.L. / E.N.T.

SET500	Adult intubation set / Boîte intubation adulte / Set intubazione adulti
SET501	Burr hole surgery set / Boîte pour larynx / Set chirurgia laringe
SET502	Complete ENT surgery set / Boîte complète pour ORL / Chirurgia otorinolaringoiatrica
SET503	Emergency ENT surgery set / Boîte urgence ORL / Chirurgia otorinolaringoiatrica emergenza
SET504	Tonsillectomy surgery set / Boîte pour amygdales / Set tonsillectomia
SET505	Tracheostomy + cannulas surgery set / Boîte pour trachéotomie + canules / Set chirurgico per tracheostomia + cannule

Ophthalmology / Ophtalmologie / Oftalmologia

SET600	Basic eye surgery set / Boîte chirurgie de base oculaire / Set base per chirurgia oculare
SET601	Foreign body removal set / Boîte à corps étrangers / Set rimozione di corpi estranei

Dental / Dentaire / Chirurgia dentale

SET700	Adult dental surgery forceps / Boîte pour dentiste / Set per chirurgia dentale adulti
SET701	Dental instrument set / Boîte pour chirurgie dentaire / Set per chirurgia dentale

► SET102

► Alternate Abdominal Surgery CONTENT	► Chirurgie abdominale alternative CONTENU	► Chirurgia addominale alternativa CONTENUTO	Qty
03.2190 Instrument Boxes 400X200X90 Mm.	Boîtes à instruments 400 x 200 x 90 mm.	Scatole per strumenti 400 x 200 x 90 mm.	1
03.5255.00.10 Round Bowl 200 Ml With Lip	Bol rond diamètre 100 mm, 200 ml avec rebord	Ciotola rotonda 200 ml con beccuccio	1
08.162 Scalpel Handle No. 4 For Blades Size 20	Manche de scalpel n° 4 pour lames taille 20	Manico per bisturi n° 4 per lame misura 20	1
11.1090 Mayo Operating Scissors Str Cm 14	Ciseaux chirurgicaux Mayo Str Cm 14	Forbici chirurgiche Mayo Str Cm 14	1
11.1093 Mayo Operating Scissors Cvd Cm 14,5	Ciseaux chirurgicaux Mayo Cvd Cm 14,5	Forbici chirurgiche Mayo Cvd Cm 14,5	1
11.1170 Sims Gynaecological Scissors Str Cm 20	Ciseaux gynécologiques Sims, longueur 20 cm	Forbici ginecologiche Sims, lunghezza 20 cm	2
11.1172 Sims Gynaecological Scissors Cvd Cm 20	Ciseaux gynécologiques Sims, CVD	Forbici ginecologiche Sims, CVD	2
11.2001 Thumb And Tissue Forcep Cm 13	Pince à pouce et à tissu, longueur 13 cm	Pinza per pollice e tessuto, lunghezza 13 cm	1
11.2005 Thumb And Tissue Forcep Cm 20	Pince à pouce et à tissu, longueur 20 cm	Pinza per pollice e tessuto, lunghezza 20 cm	1
11.2006 Thumb And Tissue Forcep Cm 25	Pince à pouce et à tissu, longueur 25 cm	Pinza per pollice e tessuto, lunghezza 25 cm	1
11.2061 Thumb And Tissue Forcep Cm 13	Pince à pouce et à tissu dentée, rapport 1:2	Pinza per pollice e tessuto dentata,	1
11.2065 Thumb And Tissue Forcep Cm 20	Pince à pouce et à tissu dentée 1:2 cm 20	Pinza dentata per pollice e tessuto 1:2 cm 20	1
11.2066 Thumb And Tissue Forcep Cm 25	Pince à pouce et à tissu dentée 1:2 cm 25	Pinza dentata per pollice e tessuto 1:2 cm 25	1
11.2170 Haemostatic Forcep Straight Cm 12,5	Pince hémostatique droite cm 12,5	Pinza emostatica diritta cm 12,5	1
11.2174 Haemostatic Forcep Curved Cm 12,5	Pince hémostatique courbée cm 12,5	Pinza emostatica curva cm 12,5	4
11.2195 Rochester-Pean Haemostatic Forcep Cm 22	Pince hémostatique Rochester-Pean cm 22	Pinza emostatica Rochester-Pean cm 22	1
11.2196 Rochester-Pean Haemostatic Forcep Cm 24	Pince hémostatique Rochester-Pean 24 cm	Pinza emostatica Rochester-Pean 24 cm	2
11.2206 Rochester-Pean Haemostatic Forcep Cm 24	Pince hémostatique Rochester-Pean 24 cm	Pinza emostatica Rochester-Pean 24 cm	1
11.2214 Rochester-Ochsner Haemostatic Cm 20	Pince hémostatique 20 cm	Pinza emostatica 20 cm	3
11.2215 Rochester-Ochsner Haemostatic Cm 22	Pince hémostatique 22 cm	Pinza emostatica 22 cm	3
11.2236 Murphy Pean Forcep 22 Cm	Pince Murphy Pean 22 cm	Pinza Murphy Pean 22 cm	1
11.2242 Kelly-Rankin Haemostatic Cm 16	Pince hémostatique Kelly-Rankin 16 cm	Pinza emostatica Kelly-Rankin 16 cm	1
11.2243 Kelly-Rankin Haemostatic Cm 16	Pince hémostatique Kelly-Rankin 16 cm	Pinza emostatica Kelly-Rankin 16 cm	1
11.2368 Mixter-O'Shaughnessy Artery 24 cm	Pince artérielle Mixter-O'Shaughnessy 24 cm	Pinza arteriosa Mixter-O'Shaughnessy 24 cm	1
11.2382 Doyen Towel Forcep Cm 18	Pince à serviette Doyen 18 cm	Pinza per asciugamani Doyen 18 cm	8
11.2392 Backhaus Towel Forcep Cm 13	Pince à serviette Backhaus 13 cm	Pinza per asciugamani Backhaus 13 cm	4
11.3001 Farabeuf Retractors Cm 15 (Pair)	Écarteurs Farabeuf 15 cm (paire)	Divaricatori Farabeuf 15 cm (coppia)	1
11.3176 Collin-Hartmann Retractor 16,5 Cm	Écarteur Collin-Hartmann 16,5 cm	Divaricatore Collin-Hartmann 16,5 cm	1
11.4005 Mayo Hegar Needle Holder Cm 18	Porte-aiguille Mayo Hegar 18 cm	Porta-ghi Mayo Hegar 18 cm	1
11.4082 Probe With One Eye End, Cm 14,5	Sonde à une extrémité Diam. 2 mm, 14,5 cm	Sonda a un'estremità Diam. 2 mm, 14,5 cm	1
11.4102 Probe Double Olive Ended, Cm 14,5	Sonde à double extrémité olive 14,5 cm	Sonda a doppia estremità a oliva 14,5 cm	1
11.4123 Channeled Director Cm 16	Directeur cannelé 16 cm	Direttore scanalato 16 cm	1
11.6401 Allis Bowel And Tissue Grasping Cm 15	Pince à intestin et à tissu Allis 15 cm	Pinza per intestino e tessuti Allis 15 cm	3
11.6413 Doyen Intestinal Forcep Str Cm 23	Pince intestinale Doyen Str 23 cm	Pinza intestinale Doyen Str 23 cm	6
11.6415 Doyen Intestinal Clamp Forcep 23 Cm	Pince à clamp intestinal Doyen 23 cm courbée	Pinza a morsetto intestinale Doyen 23 cm curva	2
11.6422.10 Duval Grasping Forcep 20 Mm, Cm 20	Pince de préhension Duval 20 mm, 20 cm	Pinza di presa Duval 20 mm, 20 cm	1
11.9068 Heart Shaped Forceps 16 Cm	Pince en forme de cœur 16 cm	Pinza a forma di cuore 16 cm	2
11.95226 Lane Dissecting Forceps 18 cm	Pince à dissection Lane 1X2 dentée 18 cm	Pinza da dissezione Lane 1X2 dentata 18 cm	1
11.9694 Terrier Forceps 13Cm	Pince Terrier 13 cm	Pinza Terrier 13 cm	2
17.0031 Set Of 2 Ricard Valves 80-100Mm	Lot de 2 valves Ricard 80-100 mm	Set di 2 valvole Ricard 80-100 mm	1

SET103

*Amputation Surgery Set CONTENT		*Trousse chirurgicale pour amputation CONTENU	*Set chirurgico per amputazione CONTENUTO	Qty
03.2190	Instrument Boxes 400X200X90 mm	Boîtes à instruments 400 x 200 x 90 mm	Box porta strumenti 400X200X90 mm	1
03.5253.00.10	Round Bowl Ø 60mm., 100 ml With Lip	Bol rond Ø 60 mm, 100 ml avec rebord	Ciotola rotonda Ø 60 mm, 100 ml con bordo	1
03.5254.00.10	Round Bowl Ø 80mm., 150 ml With Lip	Bol rond Ø 80 mm, 150 ml avec rebord	Ciotola rotonda Ø 80 mm, 150 ml con bordo	1
08.141	Amputating Knife 19 Cm	Couteau à amputer 19 cm	Coltello per amputazione 19 cm	1
08.142	Amputating Knife 22 Cm	Couteau à amputer 22 cm	Coltello per amputazione 22 cm	1
08.162	Scalpel Handle No. 4 For Blades Size 20	Manche de scalpel n° 4 pour lames de taille 20	Manico per bisturi n. 4 per lame misura 20	1
11.1094	Mayo Operating Scissors Cvd Cm 17	Ciseaux chirurgicaux Mayo Cvd 17 cm	Forbici chirurgiche Mayo Cvd Cm 17	1
11.2063	Thumb And Tissue Forcep Cm 16	Pince à pouce et à tissu 16 cm	Pinza per pollice e tessuti Cm 16	1
11.2066	Thumb And Tissue Forcep Cm 25	Pince à pouce et à tissu 25 cm	Pinza per pollice e tessuti Cm 25	1
11.2174	Halstead-Mosquito Haemostatic Cm 12,5	Pince hémostatique Halstead-Mosquito 12,5 cm	Emostatica Halstead-Mosquito Cm 12,5	6
11.2270	Kocher Haemostatic Forcep Cm 14	Pince hémostatique Kocher 14 cm	Pinza emostatica Kocher Cm 14	6
11.2392	Backhaus Towel Forcep Cm 13	Pince à serviette Backhaus 13 cm	Pinza per asciugamani Backhaus Cm 13	6
11.4003	Mayo Hegar Needle Holder Cm 14	Porte-aiguille Mayo Hegar 14 cm	Porta-ago Mayo Hegar cm 14	1
11.4005	Mayo Hegar Needle Holder Cm 18	Porte-aiguille Mayo Hegar 18 cm	Porta-ago Mayo Hegar cm 18	1
11.4067	Reverdin Ligature Needle Cm 19	Aiguille de ligature Reverdin 19 cm	Ago per legatura Reverdin cm 19	2
11.4082	Probe With One Eye End Cm 14,5	Sonde à une extrémité 14,5 cm	Sonda con un'estremità a occhio cm 14,5	1
11.4092	Probe Double Olive Cm 14,5	Sonde double olive 14,5 cm	Sonda doppia a oliva cm 14,5	1
11.5006	Museux Vulsellum Forcep Cm 24	Pince Museux Vulsellum 24 cm	Pinza Museux Vulsellum cm 24	1
11.8003	Ruskin Bone Rongeur Cvd Cm 18	Rongeur à os Ruskin Cvd 18 cm	Rongeur per ossa Ruskin Cvd cm 18	1
11.8013	Liston Bone Cutting Forcep Cm 22	Pince à os Liston 22 cm	Pinza da taglio per ossa Liston cm 22	1
11.8041	Volkman Bone Curette	Curette à os Volkman	Curette per ossa Volkman	2
11.8120	Percy Retractor For Amputation	Écarteur Percy pour amputation	Divaricatore Percy per amputazione	1
11.8126	Langenbeck Finger Saw Cm 23	Scie à doigt Langenbeck 23 cm	Sega per dita Langenbeck cm 23	1
17.0043	Faraboeuf Raspatory Cvd 15 cm 10 mm	Râpe Faraboeuf Cvd 15 cm 10 mm	Raspatore Faraboeuf Cvd 15 cm 10 mm	1
17.0044	Farabeuf Raspatory Str 15 cm x 10 mm	Râpe Farabeuf Str 15 cm x 10 mm	Raspatore Farabeuf Str 15 cm x 10 mm	1
17.0056.10	Charrier Saw 36 cm Blade of 22 cm	Scie Charrier 36 cm Lame de 22 cm	Sega Charrier 36 cm Lama da 22 cm	1
17.5020	Mair Polypus Forceps Straight 24 cm	Pince à polype droite Mair 24 cm	Pinza per polipi Mair diritta 24 cm	1

SET110

*Minor Surgery Set CONTENT		*Trousse de chirurgie mineure CONTENU	*Set per chirurgia minore CONTENUTO	Qty
03.2184	Instrument Boxes 250X125X60 H	Boîtes à instruments 250 x 125 x 60 H	Box per strumenti 250X125X60 H	1
08.162	Scalpel Handle No. 4 For Blades Size 20	Manche de scalpel n° 4 pour lames de taille 20	Manico per bisturi n. 4 per lame misura 20	1
11.1091	Mayo Operating Scissors Str Cm 17	Ciseaux chirurgicaux Mayo Str 17 cm	Forbici chirurgiche Mayo Str Cm 17	1
11.1094	Mayo Operating Scissors cm 17	Ciseaux chirurgicaux Mayo 17 cm	Forbici chirurgiche Mayo cm 17	1
11.2002	Thumb And Tissue Forcep cm 14,5	Pince à pouce et à tissu 14,5 cm	Pinza per pollice e tessuti cm 14,5	1
11.2062	Standard Tissue Forceps 14,5 cm Str 1X2	Pince à tissu standard 14,5 cm Str 1X2	Pinza standard per tessuti 14,5 cm Str 1X2	1
11.2174	Halstead-Mosquito Forcep ed cm 12,5	Pince Halstead-Mosquito ed cm 12,5	Pinza Halstead-Mosquito ed cm 12,5	4
11.2178	Halstead-Mosquito Forcep cm 12,5	Pince Halstead-Mosquito cm 12,5	Pinza Halstead-Mosquito cm 12,5	4
11.2191	Pean Haemostatic Forcep Cm 14	Pince hémostatique Pean Cm 14	Pinza emostatica Pean Cm 14	1
11.2369	Artery Forceps 90° 14 cm baby	Pince artérielle 90° 14 cm bébé	Pinza arteriosa 90° 14 cm baby	1
11.2392	Backhaus Towel Forcep Cm 13	Pince à serviette Backhaus Cm 13	Pinza per asciugamani Backhaus Cm 13	4
11.3001	Farabeuf Retractors Cm 15 (Pair)	Écarteurs Farabeuf Cm 15 (paire)	Divaricatori Farabeuf Cm 15 (Coppia)	1
11.4004	Mayo Hegar Needle Holder Cm 16	Porte-aiguille Mayo Hegar Cm 16	Porta-ago Mayo Hegar Cm 16	1
11.4082	Probe With One Eye 2mm, cm 14,5	Sonde à un œil 2 mm, 14,5 cm	Sonda con un occhio 2 mm, cm 14,5	1
11.4130	Doyen Channeled Director Cm 14	Directeur cannelé Doyen 14 cm	Direttore canalizzato Doyen cm 14	1

SET112

*Dressing Set Special Content CONTENT		*Trousse de toilette Contenu spécial CONTENU	*Set da toeletta Contenuto speciale CONTENUTO	Qty
03.2181	Instrument Boxes 180X80X40 H	Boîtes à instruments 180 x 80 x 40 H	Box per strumenti 180X80X40 H	1
11.1060	Deaver Operating Scissors cm 14	Ciseaux chirurgicaux Deaver 14 cm	Forbici chirurgiche Deaver cm 14	1
11.1251	Lister Bandage Scissors cm 14	Ciseaux à bandage Lister 14 cm	Forbici per bendaggi Lister cm 14	1
11.2002	Thumb And Tissue Forcep cm 14,5	Pince à pouce et à tissus 14,5 cm	Pinza per pollice e tessuti cm 14,5	1
11.2062	Standard Tissue Forceps 14,5 cm	Pince à tissus standard 14,5 cm	Pinza standard per tessuti 14,5 cm	1
11.2230	Pean Haemostatic Forcep cm 14	Pince hémostatique Pean 14 cm	Pinza emostatica Pean cm 14	1
11.4130	Doyen Channeled Director cm 14	Directeur cannelé Doyen 14 cm	Direttore canalizzato Doyen cm 14	4

SET119

*Incision and Drainage Abscess Set CONTENT		*Kit pour incision et drainage d'abcès CONTENU	*Set per incisione e drenaggio di ascessi CONTENUTO	Qty
03.2182	Instrument Boxes 200X100X60 H	Boîtes à instruments 200 x 100 x 60 H	BOX per strumenti 200X100X60 H	1
08.133	Knife # 5	Couteau n° 5	Coltello n. 5	1
11.1023	Operating Scissors Str Bl/Sh cm 14,5	Ciseaux chirurgicaux Str Bl/Sh 14,5 cm	Forbici chirurgiche Str Bl/Sh cm 14,5	1
11.2002	Thumb And Tissue Forcep cm 14,5	Pince à pouce et à tissus 14,5 cm	Pinza per pollice e tessuti cm 14,5	1
11.2062	Standard Tissue Forceps 14,5 cm	Pince à tissus standard 14,5 cm	Pinza standard per tessuti 14,5 cm	1
11.2178	Halstead-Mosquito Forcep 12,5	Pince Halstead-Mosquito 12,5	Pinza Halstead-Mosquito 12,5	2
11.2270	Kocher Haemostatic Forcep cm 14	Pince hémostatique Kocher 14 cm	Pinza emostatica Kocher cm 14	1
11.4082	Probe With One Eye End cm 14,5	Sonde à une extrémité cm 14,5	Sonda con un'estremità a occhio cm 14,5	1
11.7015.12	Michel Clips (box of 100) 14 mm	Agrafes Michel (boîte de 100) 14 mm	Clip Michel (confezione da 100) 14 mm	1
11.7016	Michel Suture Forcep cm 12	Pince à suture Michel cm 12	Pinza per sutura Michel cm 12	1
11.7031	Tracheal Retractor Blunt cm 16	Écarteur trachéal émoussé cm 16	Retrattore tracheale smussato cm 16	1

► SET122

►Laparotomy Surgery Set

CONTENT

03.2190	Instrument Boxes 400X200X90 mm.
08.162	Scalpel Handle No. 4 For Blades Size 20
11.1091	Mayo Operating Scissors Str cm 17
11.1092	Mayo Operating Scissors Str cm 23
11.1134	Metzenbaum Dissecting Scissors Str cm 25
11.2004	Thumb And Tissue Forcep cm 18
11.2064	Thumb And Tissue Forcep cm 18
11.2066	Thumb And Tissue Forcep cm 25
11.2232	Pean Haemostatic Forcep cm 14
11.2242	Kelly-Rankin Forcep Straight cm 16
11.2243	Kelly-Rankin Forcep Curved cm 16
11.2270	Kocher Haemostatic Forcep cm 14
11.2313	Bengolea Forcep Curved cm 24
11.2314	Bengolea Haem. Forcep Straight Cm 24
11.2393	Backhaus Towel Forcep cm 15
11.3001	Farabeuf Retractors cm 15 (Pair)
11.3013	Kelly Retractor cm 26
11.3119	Gosset Retractor, 3 blades Adult 22 cm
11.4006	Mayo Hegar Needle Holder cm 20
11.4067	Reverdin Ligature Needle Cm 19
11.4092	Probe Double Olive Ended, cm 14,5
11.4124	Channeled Director cm 18
11.5022	Dartigues Uterine Elevating Forcep cm 27
11.6403	Allis bowel and tissue Forcep cm 19
11.7007	Mayo Safety Needle cm 14
11.9694	Terrier Forceps 13 cm

►Trousse chirurgicale pour laparotomie

CONTENU

Boîtes à instruments 400 x 200 x 90 mm.
Manche de scalpel n° 4 pour lames de taille 20
Ciseaux chirurgicaux Mayo Str cm 17
Ciseaux chirurgicaux Mayo Str cm 23
Ciseaux à dissection Metzenbaum Str cm 25
Pince à pouce et à tissu cm 18
Pince à pouce et à tissu cm 18
Pince à pouce et à tissu cm 25
Pince hémostatique Pean cm 14
Pince Kelly-Rankin droite cm 16
Pince Kelly-Rankin courbée cm 16
Pince hémostatique Kocher cm 14
Pince Bengolea courbée cm 24
Pince hémostatique Bengolea droite cm 24
Pince à serviette Backhaus cm 15
Écarteurs Farabeuf cm 15 (paire)
Écarteur Kelly cm 26
Écarteur Gosset, 3 lames adulte 22 cm
Porte-aiguille Mayo Hegar cm 20
Aiguille de ligature Reverdin cm 19
Sonde à double extrémité olive, cm 14,5
Directeur cannelé cm 18
Pince d'élevation utérine Dartigues cm 27
Pince à intestin et à tissu Allis cm 19
Aiguille de sécurité Mayo cm 14
Pince Terrier 13 cm

►Set chirurgico per laparotomia

CONTENUTO

Box porta strumenti 400X200X90 mm.	Qty 1
Manico per bisturi n. 4 per lame misura 20	1
Forbici chirurgiche Mayo Str cm 17	1
Forbici chirurgiche Mayo Str cm 23	1
Forbici da dissezione Metzenbaum Str cm 25	1
Pinza per pollice e tessuti 18 cm	1
Pinza per pollice e tessuti cm 18	1
Pinza per pollice e tessuti cm 25	1
Pinza emostatica Pean cm 14	4
Pinza Kelly-Rankin diritta cm 16	3
Pinza Kelly-Rankin curva cm 16	3
Pinza emostatica Kocher cm 14	6
Pinza Bengolea curva cm 24	3
Pinza emostatica Bengolea diritta cm 24	3
Pinza per asciugamani Backhaus cm 15	3
Divaricatori Farabeuf cm 15 (coppia)	1
Divaricatore Kelly cm 26	1
Divaricatore Gosset, 3 lame per adulti 22 cm	1
Porta-ago Mayo Hegar cm 20	1
Ago per legatura Reverdin cm 19	1
Sonda a doppia estremità a oliva, cm 14,5	1
Direttore canalizzato cm 18	1
Pinza per elevazione uterina Dartigues cm 27	1
Pinza per intestino e tessuti Allis cm 19	2
Ago di sicurezza Mayo cm 14	2
Pinza Terrier 13 cm	3

► SET124

►Extended General Surgery Set

CONTENT

03.2190	Instrument Boxes 400X200X90 mm.
08.162	Scalpel Handle No. 4 for Blades Size 20
11.1060	Deaver Operating Scissors Straight 14 cm
11.1091	Mayo Operating Scissors Straight, 17 cm
11.1141	Metzenbaum Scissors Curved, 18 cm
11.2002	Thumb and Tissue Forceps, 14.5 cm
11.2005	Thumb and Tissue Forceps, 20 cm1
11.2062	Standard Tissue Forceps Straight, 14.5 cm
11.2065	Thumb and Tissue Forceps Toothed, 20 cm
11.2232	Pean Haemostatic Forceps, 14 cm
11.2270	Kocher Haemostatic Forceps Straight, 14 cm
11.2281	Leriche Haemostatic Forceps Curved, 15 cm
11.2282	Leriche Haemostatic Forceps Straight, 15 cm
11.2291	Chaput Forceps, 13 cm
11.2362	Mixer Gall Duct Forceps, 25 cm
11.2392	Backhaus Towel Forceps, 13 cm
11.3001	Farabeuf Retractors, 15 cm (Pair)
11.3119	Gosset Retractor, 3 Blades (Adult), 22 cm
11.3316	Beckmann Retractor (4x4 Teeth), 21 cm
11.3365	Malleable Blade Retractor, 33 cm
11.4005	Mayo Hegar Needle Holder, 18 cm
11.4082	Probe with One Eye End, 14.5 cm
11.4092	Probe Double Olive Ended, 14.5 cm
11.4130	Doyen Channeled Director, 14 cm
11.7015.14	Michel Clips (Box of 100), 14 mm
11.7017	Michel Suture Forceps, 13 cm
11.8043	Volkman Bone Curette

►Trousse de chirurgie générale étendue

CONTENU

Boîtes à instruments 400 x 200 x 90 mm
Manche de scalpel n° 4 pour lames de taille 20
Ciseaux chirurgicaux droits Deaver, 14 cm
Ciseaux chirurgicaux droits Mayo, 17 cm
Ciseaux courbes Metzenbaum, 18 cm
Pince à pouce et à tissu, 14,5 cm
Pince à pouce et à tissu, 20 cm1
Pince à tissu standard droite, 14,5 cm
Pince à pouce et à tissu dentée, 20 cm
Pince hémostatique de Pean, 14 cm
Pince hémostatique de Kocher droite, 14 cm
Pince hémostatique de Leriche courbée, 15 cm
Pince hémostatique Leriche droite, 15 cm
Pince Chaput, 13 cm
Pince à vésicule biliaire Mixer, 25 cm
Pince à serviette Backhaus, 13 cm
Écarteurs Farabeuf, 15 cm (paire)
Écarteur Gosset, 3 lames (adulte), 22 cm
Écarteur Beckmann (4x4 dents), 21 cm
Écarteur à lame malléable, 33 cm
Porte-aiguille Mayo Hegar, 18 cm
Sonde à extrémité unique, 14,5 cm
Sonde à double extrémité olive, 14,5 cm
Directeur cannelé Doyen, 14 cm
Agrafes Michel (boîte de 100), 14 mm
Pince à suture Michel, 13 cm
Curette à os Volkman

►Set chirurgico generale esteso

CONTENUTO

Box per strumenti 400X200X90 mm.	Qty 1
Manico per bisturi n. 4 per lame misura 20	1
Forbici chirurgiche Deaver dritte 14 cm	1
Forbici chirurgiche Mayo dritte, 17 cm	1
Forbici Metzenbaum curve, 18 cm	1
Pinza per pollice e tessuti, 14,5 cm	1
Pinza per pollice e tessuti, 20 cm1	1
Pinza standard per tessuti diritta, 14,5 cm	1
Pinza per pollice e tessuti dentata, 20 cm	1
Pinza emostatica Pean, 14 cm	2
Pinza emostatica Kocher diritta, 14 cm	6
Pinza emostatica Leriche curva, 15 cm	6
Pinza emostatica Leriche diritta, 15 cm	6
Pinza Chaput, 13 cm	2
Pinza per dotto biliare Mixer, 25 cm	1
Pinza per asciugamani Backhaus, 13 cm	6
Divaricatori Farabeuf, 15 cm (coppia)	1
Divaricatore Gosset, 3 lame (adulto), 22 cm	1
Divaricatore Beckmann (4x4 denti), 21 cm	1
Divaricatore a lama malleabile, 33 cm	1
Porta-ago Mayo Hegar, 18 cm	1
Sonda con un'estremità a occhio, 14,5 cm	1
Sonda con doppia estremità a oliva, 14,5 cm	1
Direttore canalizzato Doyen, 14 cm	1
Clip Michel (confezione da 100), 14 mm	1
Pinza per sutura Michel, 13 cm	1
Curette ossea Volkman	1

► SET129

►Stitch Removal Microsurgical Set

CONTENT

03.2181	Instrument Boxes 180X80X40 H
08.128	Flat Handle Scalpel Concave blade 50 mm
11.1001	Operating Scissors Str Bl/Bl Cm 11,5
11.1003	Operating Scissors Str Bl/Bl Cm 14,5
11.1010	Operating Scissors Cvd Bl/Bl Cm 11,5
11.2170	Halstead-Mosquito Forcep Straight Cm 12,5
11.2174	Halstead-Mosquito Forcep Curved Cm 12,5
11.3071	Senn Retractor Three Blunt Prongs Cm 17
11.4130	Doyen Channeled Director Cm 14

►Kit microchirurgical pour ablation de sutures

CONTENU

Boîtes à instruments 180 x 80 x 40 H
Scalpel à manche plat et lame concave 50 mm
Ciseaux chirurgicaux Str Bl/Bl Cm 11,5
Ciseaux chirurgicaux Str Bl/Bl Cm 14,5
Ciseaux chirurgicaux Cvd Bl/Bl Cm 11,5
Pince Halstead-Mosquito droite 12,5 cm
Pince Halstead-Mosquito courbée 12,5 cm
Écarteur Senn à trois branches émoussées 17 cm
Directeur cannelé Doyen 14 cm

►Set microchirurgico per rimozione punti

CONTENUTO

Box porta strumenti 180X80X40 H	Qty 1
Bisturi a lama concava, impugn. piatta 50 mm	1
Forbici chirurgiche Str Bl/Bl Cm 11,5	1
Forbici chirurgiche Str Bl/Bl Cm 14,5	1
Forbici chirurgiche Cvd Bl/Bl Cm 11,5	1
Pinza Halstead-Mosquito diritta Cm 12,5	1
Pinza Halstead-Mosquito curva Cm 12,5	1
Divaricatore Senn a tre punte smussate Cm 17	1
Direttore canalizzato Doyen Cm 14	1

SET200

Caesarean Section Surgery Set

CONTENT

03.2190	Instrument Boxes 400X200X90 mm
08.162	Scalpel Handle No. 4 For Blades Size 20
11.1091	Mayo Operating Scissors Str cm 17
11.1094	Mayo Operating Scissors Cvd cm 17
11.2002	Thumb And Tissue Forcep cm 14,5
11.2005	Thumb And Tissue Forcep cm 20
11.2062	Standard Tissue Forceps 14,5 cm
11.2066	Thumb And Tissue Forcep cm 25
11.2240	Kelly Haemostatic Forcep cm 14
11.2241	Kelly Haemostatic Forcep cm 14
11.2270	Kocher Forcep Straight cm 14
11.2392	Backhaus Towel Forcep cm 13
11.3000	Farabeuf Retractors cm 12 (Pair)
11.3001	Farabeuf Retractors cm 15 (Pair)
11.3013	Kelly Retractor cm 26
11.3080	Doyen Retractor cm 25, 90 mm
11.4005	Mayo Hegar Needle Holder Cm 18
11.9607	Doyen Needle Holder 14 Cm
17.5020	Mair Polypus Forceps Straight 24 cm

Kit chirurgical pour césarienne

CONTENU

Boîtes à instruments 400 x 200 x 90 mm
Manche de scalpel n° 4 pour lames de taille 20
Ciseaux chirurgicaux Mayo Str cm 17
Ciseaux chirurgicaux Mayo Cvd cm 17
Pince à pouce et à tissu cm 14,5
Pince à pouce et à tissu cm 20
Pince à tissu standard 14,5 cm
Pince à pouce et à tissu cm 25
Pince hémostatique Kelly cm 14
Pince hémostatique Kelly cm 14
Pince Kocher droite cm 14
Pince à serviette Backhaus cm 13
Écarteurs Farabeuf cm 12 (paire)
Écarteurs Farabeuf cm 15 (paire)
Écarteur Kelly cm 26
Écarteur Doyen cm 25, 90 mm
Porte-aiguille Mayo Hegar Cm 18
Porte-aiguille Doyen 14 Cm
Pince à polypes droite Mair 24 cm

Set chirurgico per taglio cesareo

CONTENUTO

Box porta strumenti 400X200X90 mm	Qty
Manico per bisturi n. 4 per lame misura 20	1
Forbici chirurgiche Mayo Str cm 17	1
Forbici chirurgiche Mayo Cvd cm 17	1
Pinza per pollice e tessuti cm 14,5	1
Pinza per pollice e tessuti cm 20	1
Pinza standard per tessuti 14,5 cm	1
Pinza per pollice e tessuti cm 25	1
Pinza emostatica Kelly cm 14	6
Pinza emostatica Kelly cm 14	6
Pinza Kocher dritta cm 14	6
Pinza per asciugamani Backhaus cm 13	4
Divaricatori Farabeuf cm 12 (coppia)	1
Divaricatori Farabeuf cm 15 (coppia)	1
Divaricatore Kelly cm 26	2
Divaricatore Doyen cm 25, 90 mm	2
Porta-ago Mayo Hegar cm 18	1
Porta-ago Doyen 14 cm	1
Pinza per polipi Mair dritta 24 cm	1

SET202

Delivery Set

CONTENT

03.2185	Instrument Boxes 300X150X60 H
11.1091	Mayo Operating Scissors Str cm 17
11.1094	Mayo Operating Scissors Cvd cm 17
11.2003	Thumb And Tissue Forcep cm 16
11.2063	Thumb And Tissue Forcep cm 16
11.2202	Rochester-Pean Forcep Curved Cm 16
11.2213	Rochester-Ochsner Forcep Straight cm 18
11.2392	Backhaus Towel Forcep Cm 13
11.2473	Cheron Dressing Forcep Cm 25
11.4130	Doyen Channeled Director Cm 14
11.5030	Beacham Amniotome Cm 26
11.6501	Metal Female Catheter Charr 12
11.9999	Bar Clamp

Boîte accouchement

CONTENU

Boîtes à instruments 300 x 150 x 60 H
Ciseaux chirurgicaux Mayo Str cm 17
Ciseaux chirurgicaux Mayo Cvd cm 17
Pince à pouce et tissu cm 16
Pince à pouce et tissu cm 16
Pince Rochester-Pean courbée cm 16
Pince Rochester-Ochsner droite cm 18
Pince à serviette Backhaus cm 13
Pince à pansement Cheron cm 25
Directeur cannelé Doyen cm 14
Amniotome Beacham cm 26
Cathéter métallique féminin Charr 12
Pince à barre

Set parto

CONTENUTO

Box per strumenti 300X150X60 H	Qty
Forbici chirurgiche Mayo Str cm 17	2
Forbici chirurgiche Mayo Cvd cm 17	2
Pinza per pollice e tessuti cm 16	2
Pinza per pollice e tessuti cm 16	1
Pinza Rochester-Pean curva cm 16	1
Pinza Rochester-Ochsner dritta cm 18	2
Pinza per asciugamani Backhaus cm 13	2
Pinza per medicazioni Cheron cm 25	1
Direttore canalizzato Doyen cm 14	1
Amniotomo Beacham cm 26	1
Catetere femminile in metallo Charr 12	1
Morsetto a barra	1

SET203

Dilation and Curettage Set

CONTENT

03.2186	Instrument Boxes 320X150X60 H
08.690	Collin Vaginal Speculum Mm 100X35,
11.1015	Operating Scissors Cvd Bl/Bl cm 18,5
11.2195	Rochester-Pean Forcep Straight cm 22
11.2412	Foester Sponge Forcep Straight cm 25
11.2471	Bozemann Swab Forcep cm 26
11.2473	Cheron Dressing Forcep cm 25
11.5000	Schroeder-Pozzi Forcep cm 25
11.5005	Museum Vulsellum Forcep cm 24
11.5038.20	Valleix Uterine Sound Slider cm 33
11.5064	Gourdut Uterine Curette Fig. 5, cm 28
11.5070	Simon Uterine Sharp Curette cm 25
11.5091	Sims Uterine Curette Sharp, cm 28
11.5290	Winter Placenta, Ovum Forcep, cm 28
11.7013.10	Cotton Applicator Cm 30
11.8046.10	Volkman Bone Curette 25 cm
11.8999	J L Faure Forcep

Kit de dilatation et curetage

CONTENU

Boîtes à instruments 320 x 150 x 60 H
Spéculum vaginal Collin 100 x 35 mm,
Ciseaux chirurgicaux Cvd Bl/Bl 18,5 cm
Pince Rochester-Pean droite 22 cm
Pince à éponge Foester droite 25 cm
Pince à écouvillon Bozemann cm 26
Pince à pansement Cheron cm 25
Pince Schroeder-Pozzi cm 25
Pince Museum Vulsellum cm 24
Sonde utérine Valleix cm 33
Curette utérine Gourdut Fig. 5, cm 28
Curette utérine Simon cm 25
Curette utérine Sims tranchante, cm 28
Pince à placenta et ovule Winter, cm 28
Applicateur en coton, cm 30
Curette osseuse Volkman, 25 cm
Pince J L Faure

Set per dilatazione e curettage

CONTENUTO

Scatole per strumenti 320X150X60 H	Qty
Speculum vaginale Collin Mm 100X35,	1
Forbici chirurgiche Cvd Bl/Bl cm 18,5	1
Pinza Rochester-Pean dritta cm 22	1
Pinza per spugna Foester dritta cm 25	2
Pinza per tampone Bozemann cm 26	1
Pinza Cheron per medicazioni cm 25	1
Pinza Schroeder-Pozzi cm 25	2
Pinza Museum Vulsellum cm 24	3
Sonda uterina Valleix cm 33	1
Curette uterina Gourdut Fig. 5, cm 28	2
Curette uterina affilata Simon cm 25	1
Curette uterina affilata Sims, cm 28	2
Pinza per ovulo, cm 28	2
Applicatore in cotone cm 30	1
Curette ossea Volkman 25 cm	1
Pinza J L Faure	1

SET206

Episiotomy Set

CONTENT

03.2184	Instrument Boxes 250X125X60 H
03.5255.00	Round Bowls 100 mm.
11.1060	Deaver Operating Scissors cm 14
11.1193	Braun-Stadler Episiotomy Scissors cm 14
11.2062	Standard Tissue Forceps 14,5 cm
11.2270	Kocher Haemostatic Forcep cm 14
11.4003	Mayo Hegar Needle Holder Cm 14

Kit d'épisiotomie

CONTENU

Boîtes à instruments 250 x 125 x 60 H
Bols ronds 100 mm.
Ciseaux chirurgicaux Deaver 14 cm
Ciseaux d'épisiotomie Braun-Stadler 14 cm
Pinces à tissu standard 14,5 cm
Pinces hémostatiques Kocher 14 cm
Porte-aiguille Mayo Hegar 14 cm

Set per episiotomia

CONTENUTO

Box porta strumenti 250X125X60 H	Qty
Ciotole rotonde 100 mm.	1
Forbici chirurgiche Deaver cm 14	1
Forbici per episiotomia Braun-Stadler cm 14	1
Pinza standard per tessuti 14,5 cm	1
Pinza emostatica Kocher cm 14	2
Porta-ago Mayo Hegar Cm 14	2